

PHILIPS

AVENT

Máy hút sữa bằng điện,
2 bình sữa

Tự nhiên

Gồm 2 bình sữa 125ml/4oz



Product Picture

SCF334/02



Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn

Máy hút sữa có đệm matxa

Khi bạn thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã cho ra đời dụng cụ hút sữa thiết kế tự nhiên: Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa.

Ngồi hút sữa thoải mái hơn, không cần nghiêng người về phía trước

- Thiết kế phễu chụp độc đáo giúp mẹ ngồi hút sữa thoải mái hơn

Nhẹ nhàng kích thích để sữa chảy xuống và tiết ra tự nhiên

- Đệm matxa mềm, ấm khi áp lên da

Other benefits

- Tháo lắp nhanh chóng. Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện
- Thiết kế gọn nhẹ, đi kèm túi chứa tiện dụng
- Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiện riêng lẻ
- Dễ vận hành bằng cách bấm nút

Lựa chọn chế độ thoải mái nhất cho bạn

- Gồm một chế độ kích sữa nhẹ nhàng và 3 chế độ hút sữa tăng dần

Cho lượng sữa nhiều hơn trong thời gian hút ngắn hơn

- Dụng cụ tiết kiệm thời gian lý tưởng cho mẹ

Những nét chính

Ngồi thoải mái hơn



Dụng cụ hút sữa có thiết kế phễu chụp độc đáo, sữa được hút ra sẽ đi thẳng vào bình ngay cả khi mẹ đang ngồi thẳng lưng. Nghĩa là mẹ có thể ngồi thoải mái trong khi hút sữa, không cần nghiêng người về phía trước để "hứng" sữa vào bình. Với tư thế ngồi hút sữa thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra tự nhiên và dễ dàng hơn.

Các chế độ lựa chọn đơn giản

Khi được khởi động, máy hút sữa tự động làm việc ở chế độ đầu tiên kích thích nhẹ nhàng để giúp sữa tiết ra tự nhiên. Sau đó, mẹ có thể chọn giữa 3 chế độ hút sữa tăng dần, phù hợp nhất cho mẹ.

Đệm matxa mềm



Đệm matxa được làm bằng chất liệu mềm mại, dạng sợi vải, tạo cảm giác âm áp khi áp lên da, nhẹ nhàng kích thích sữa. Đệm được thiết kế để nhẹ nhàng mô phỏng động tác bú mút của bé giúp kích thích dòng sữa.

Dễ làm sạch

Dễ làm sạch nhờ có ít phụ kiện riêng lẻ. Sữa sẽ không tiếp xúc với dây và bộ phận đề. Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, ngoại trừ các bộ phận bằng điện.

Dễ vận hành

Máy hút sữa bằng điện là lựa chọn lý tưởng dành cho các mẹ thường xuyên hút sữa, giúp tiết kiệm thời gian bằng cách thoải mái hút sữa cùng lúc ở cả hai bầu vú.

Dụng cụ tiết kiệm thời gian lý tưởng cho mẹ

Khả năng hút sữa đồng thời ở cả hai bầu vú đã được chứng minh là hiệu quả hơn và thậm chí có thể tăng khả năng tiết sữa.*

Tháo lắp nhanh chóng

Dễ nhìn thấy điểm nối giữa các phụ kiện giúp tháo lắp nhanh chóng.

Kiểu dáng nhỏ gọn

Máy hút sữa có kiểu dáng gọn nhẹ dễ cầm nắm và cố định trên ngực mẹ. Bộ phận đề nhỏ gọn có thể đặt dễ thuận tiện trong tắm với, dễ dàng điều khiển khi hút sữa. Mẹ chỉ cần quấn dây điện quanh bộ phận đề để tiện lợi hơn khi mang theo bên ngoài và cất giữ tại nhà. Máy hút sữa đi kèm túi chứa tiện dụng.

Các thông số

Máy hút sữa

Chất liệu: Không chứa BPA*

Thiết kế

Thiết kế máy hút sữa: Kiểu dáng nhỏ gọn

Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiện dụng, Cổ rộng

Xuất xứ

England

Chất liệu

Bình sữa: Polypropylene, Không chứa BPA*

Máy hút sữa: Polypropylene, Không chứa BPA*

Núm vú: Silicon, Không chứa BPA*

Dụng cụ đi kèm

Miếng lót thâm sữa: 2 (2 Miếng lót ban ngày & 2 Miếng lót ban đêm) cái

Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh: 2 cái

Đĩa đệm kín để bảo quản sữa: 2 cái

Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml: 2 cái

Đệm matxa cơ chuẩn: 2 cái

Thân máy hút sữa: 2 cái

Bộ phận đề có dây điện: 1 cái

Túi chứa: 1 cái

Màng ngăn dự phòng: 2 cái

Nắp đậy khi di chuyển: 2 cái

Dễ sử dụng

Sử dụng máy hút sữa: Tháo lắp nhanh chóng, Dễ làm sạch, Tương thích với mọi dòng sản phẩm

Chức năng

Không cần nghiêng người về phía trước: Tư thế ngồi thoải mái

Đệm matxa mềm: Kích thích nhẹ nhàng

Cài đặt: 3 Chế độ hút sữa, 1 Chế độ kích thích

Cho lượng sữa nhiều hơn trong thời gian hút ngắn hơn: Dụng cụ tiết kiệm thời gian lý tưởng

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng



* 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

* Một thử nghiệm sử dụng được thực hiện ngẫu nhiên nhằm so sánh các phương pháp hút sữa sau khi sinh con thiếu tháng (Jones et al ADC 2001;85:F91).