

PHILIPS

AVENT

Máy hâm sữa và thức ăn
cho bé bằng điện

220-240 V

SCF255/57



Hâm nóng nhanh và đều

Máy hâm sữa cho hiệu quả nhanh chóng và dễ sử dụng

Giải pháp nhanh chóng và an toàn để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé, Máy hâm sữa và thức ăn của Philips Avent giúp hâm nóng 125ml/4oz sữa tại nhiệt độ phòng trong khoảng 4 phút.

Nhanh và dễ sử dụng

- Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt
- Hâm nóng bình 125ml/ 4oz trong vòng 4 phút!

Làm nóng nhẹ nhàng và đều

- Không có những điểm nóng vì vậy an toàn cho bé

Sản phẩm Philips Avent Advantage

- Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn

Những nét chính

Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn



Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn

Chỉ cần cho nước vào



Với Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent, việc chuẩn bị đồ ăn nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt. Máy hâm nóng 125ml / 4oz sữa tại nhiệt độ trong phòng trong khoảng 4 phút

Không có những điểm nóng



Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent mang lại cách chuẩn bị đồ ăn an toàn cho con bạn. Máy làm nóng thức ăn nhẹ nhàng và đều, đảm bảo không có những điểm nóng.

Hâm nóng sữa và thức ăn nhanh chóng

Hâm nóng bình 125ml/ 4oz trong vòng 4 phút!

Các thông số

Xuất xứ
England

Công suất
Điện áp: 220 - 240 V

Các giai đoạn phát triển
Giai đoạn: 0 - 6 tháng, 6 - 12 tháng

Trọng lượng và kích thước
Kích thước: 138 (Cao), 132 (Rộng), 144 (Dài) mm
Khối lượng: 570 g

Khả năng tương thích
Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent: Tất cả các bình sữa, bình tập uống & lọ

Dụng cụ đi kèm
Máy hâm nóng sữa và thức ăn cho bé: 1 pcs

Thiết kế
Dễ sử dụng: Đặt chế độ dễ dàng với nút quay

