

PHILIPS

AVENT

Manuell brystpumpe

Ultra Comfort

Inkluderer Natural-flaske på
4 oz



SCF330/71



Bedre komfort, mer melk*

Komfort som er klinisk bevist*

Når du har det komfortabelt og er avslappet, får du lettere ut melken. Derfor har vi laget vår hittil mest komfortable brystpumpe: Sitt komfortabelt uten å måtte bøye deg fremover, og la den myke massasjeputen skånsomt stimulere melkestrømmen.

Lett å kombinere amming og mating med flaske

- Inkluderer vår Natural-flaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak

Enkel montering, pumping og rengjøring

- Få separate deler og intuitiv design
- Kompakt og lett design

Klinisk bevist at du ikke trenger å måtte bøye deg fremover*

- Avslappende stilling takket være spesielt design

Myk massasjepute med masserende blader

- Myk massasjepute stimulerer melkestrømmen forsiktig

Høydepunkter

Avslappende stilling



Brystpumpen har et unik design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Myk massasjepute



Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

Enkelt på farten



Brystpumpen er liten og lett, som betyr at den er enkel å oppbevare og transportere og gjør det mer diskret å pumpe på farten.

Enkel montering, pumping og rengjøring



Få separate deler og intuitiv design. Pump melk til babyen din når som helst på en enkel måte.

Inkluderer Natural-flasken vår



Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Spesifikasjoner

Utviklingsstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Følgende er inkludert:

Ekstra myk for nyfødte: 1 pcs

Forselingslokk for oppbevaring av melk:

1 pcs

Materiale

Flaske: Polypropylen

Smokk: Silikon

Utforming

Brystpumpedesign: Kompakt design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals

Følgende er inkludert:

Brystpumpe med håndtak: 1 pcs

Natural-flaske 4 oz: 1 pcs

Reisedeksel: 1 pcs

Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Enkel rengjøring, Fullstendig kompatibel serie, Lett å sette sammen

Funksjoner

Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en komfortabel stilling

Myk massasjepute: Skånsom stimulering

Følgende er inkludert:

Standard massasjepute: Én del (19,5 mm, en større pute er tilgjengelig og selges separat)

Engangs ammeinnlegg: 12 pcs

