

# PHILIPS

## EnergyLight

### goLITE BLU

wiederaufladbar

international verwendbare  
Adapter



HF3330/01



## Fühlen Sie sich voller Energie

Energie den gesamten Tag lang, auf natürliche Weise

Das Philips goLITE BLU ist ein kompaktes tragbares EnergyLight mit dem Licht eines strahlend blauen Himmels. Diese spezielle Lichttherapie ist bekannt dafür, dass sie Ihnen auf natürliche Weise mehr Energie verleiht, wenn Sie sie brauchen, und für eine bessere Stimmung sorgt.

#### **Steigert das Energieniveau und bekämpft Winterblues**

- Mit speziellem blauem Licht wie bei wolkenlosem Himmel
- Hilft dabei, die Symptome von Winterblues zu lindern
- Hilft dabei, das Energieniveau zu steigern
- Hilft dabei, die Müdigkeit durch Jetlag zu überwinden

#### **Komfortabel und einfach im Gebrauch**

- Wenden Sie das Gerät nur 15-45 Minuten pro Tag an, um Ergebnisse festzustellen
- Praktisch, tragbar und wiederaufladbar
- Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung zum Einstellen des Timers und der Intensität
- Besonders langlebige LED-Leuchten
- 100 % UV-freies blaues Licht

#### **Erwiesene Vorteile**

- Unabhängige Studien zeigen, dass sich Benutzer energiegeladener fühlen
- Klinisch erwiesen\*: Verleiht mehr Energie und eine bessere Stimmung.
- 100 Jahre Know-how in Sachen Lichttechnologie von Philips

# Besonderheiten

## Natürliches blaues Licht




goLITE BLU EnergyLight erzeugt ein bestimmtes reines, blaues Licht, das an sehr sonnigen, klaren Tagen natürlich vorkommt. Spezielle Rezeptoren in den Augen absorbieren dieses blaue Licht, damit Sie immer über die Energie verfügen, die Sie brauchen.

## Bekämpft Winterblues



In Ländern mit langen Wintern fühlen sich viele Menschen oft schlapp und unwohl wegen des mangelnden Lichts. Dieses Phänomen ist als Winterblues bekannt. In der Regel beginnt er im Herbst und kann mehrere Wochen anhalten. Philips goLITE BLU ist eine einfache und natürliche Möglichkeit, die Symptome zu lindern, Ihnen mehr Energie zu verleihen und die Sommerlaune wiederherzustellen.

## Steigert das Energieniveau




Unser hektischer Lebensstil verlangt uns viel ab, und egal ob beruflich oder privat möchten wir unser Bestes geben. Manchmal erleben wir

während des Tages Momente, an denen wir uns müde fühlen und die Stimmung sinkt. Das goLITE BLU EnergyLight verleiht Ihnen ganz natürlich mehr Energie und steigert Ihre Wachsamkeit.

## Hilft gegen Jetlag

Vielflieger leiden nach langen Flügen regelmäßig an Jetlag. In diesen Situationen hilft Ihnen goLITE BLU dabei, Ihre Energie auf natürliche Weise wiederherzustellen und Ihre innere Uhr auf die neue Zeitzone einzustellen.

## 15-45-minütige Anwendung pro Tag




Verwenden Sie goLITE BLU in der Nähe Ihres Sichtfelds – direkter Blick in das Licht ist nicht erforderlich. Bei einer Anwendung des goLITE BLU EnergyLight von mindestens 15 Minuten, verbessern Sie Ihre Stimmung und Ihren Energiehaushalt auf natürliche Weise, wann immer dies notwendig ist. Auch eine längere Anwendung ist absolut sicher. Wenn Sie das EnergyLight in den Wintermonaten regelmäßig anwenden, verbreitet sich Sommerlaune auch an dunkleren Tagen.

## Überall verwendbar




Kompaktes Design, Aufbewahrungsetui, Akku und international verwendbare Adapter sorgen dafür, dass sich das goLITE BLU einfach anwenden, aufbewahren und auf Reisen mitnehmen lässt.

## Einstellbarer Timer und Intensität



Stellen Sie mithilfe des Touchscreens den Timer ganz nach Ihren Wünschen ein (1 bis 60 Minuten). Wählen Sie mithilfe des Dimmers aus vier Helligkeitsstufen die für Sie geeignete Einstellung aus. Und mit dem Behandlungswecker verpassen Sie nie wieder Ihre nächste Sitzung mit dem blauen Licht.

## Langlebige LEDs



Die langlebigen LEDs im goLITE BLU EnergyLight können 50 Jahre lang 30 Minuten täglich ohne Leistungseinbußen verwendet werden.

## UV-frei



Das reine, blaue Licht verleiht Ihnen auf natürliche Weise mehr Energie, ganz wie an einem sonnigen Tag, jedoch ohne die mit dem Sonnenlicht verbundenen UV-Strahlen.

# Daten

## Wohlbefinden durch Licht

Bekämpft den Winterblues  
Verleiht mehr Energie  
Erhöht die Aufmerksamkeit  
Hilft gegen Jetlag

## Angenehmes Licht

Spezielles blaues Licht  
Variable Einstellung der Lichtintensität: Ja,  
4 Stufen  
Verbesserte Streuung  
Großer Behandlungsbereich

## Einfache Bedienung

Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung  
Integrierte Uhr  
Ein-/Aus-Schalter  
Pause-Funktion  
Erinnerungsalarm für Behandlung  
Timer für Behandlung: 0 – 60 Min.

## Tragbar

Kleines, kompaktes Design  
Integrierter Akku  
International verwendbare Adapter  
Schutzhülle im Lieferumfang enthalten

## Medizinisches Gerät

Richtlinie für Medizinprodukte (MDD):  
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

## Sicherheit und Bestimmungen

CE-0344-zertifiziert  
Entspricht IEC 60601-1 Ed. 3  
Nicht für allgemeine Beleuchtung  
Keine UV Strahlen: Keine UV-Strahlung oder  
nahe UV-Strahlung

## Technische Daten

Leistung: 12 W  
Spannung: 100-240 V  
Frequenz: 50/60 Hz

Isolierung: Klasse II (doppelte Isolierung)  
Lampentyp: LED  
Lebensdauer der Lampen: 10.000 Stunde(n)  
Kabellänge: 180 cm

## Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen: 14 x 14 x 2,5 cm  
Produktgewicht: 0,4 kg  
Abmessungen Box (B x H x T):  
17,8 x 17,8 x 17,8 cm  
Gewicht Box: 0,9 kg  
Versandkarton: 2

## Logistische Daten

Ursprungsland: China  
CTV-Code: 884333001

