

# PHILIPS

Lampe de  
photothérapie

goLITE BLU

Lumière bleue intense

Sans fil, ver. pour voyage et étui  
aussi efficace que 10 000 lux

Indicateur de durée du  
traitement



HF3431/60



## Sentez-vous plus énergique grâce à la lumière bleue naturelle.

La lumière bleue compacte énergise comme celle du jour

La Philips goLITE BLU est une lampe de luminothérapie portable qui exploite la puissance naturelle de la lumière du jour pour accroître le niveau d'énergie et améliorer l'humeur. De 20 à 30 minutes par jour seulement sont nécessaires pour vous redynamiser et vous permettre d'être performant en toutes circonstances.

### Éprouvée en clinique : énergise grâce à la lumière naturelle

- Améliore les niveaux d'énergie et votre humeur
- Combat les baisses d'énergie, la fatigue et la dépression saisonnière
- La lumière est une source d'énergie naturelle qui convient à une vie saine.
- Une recherche indépendante les niveaux d'énergie accrus

### Conception compacte portable à utiliser où et quand vous voulez.

- Batterie rechargeable et cordon d'alimentation pour une utilisation à n'importe quel endroit
- Conception légère, durable et portable avec étui de protection
- Aussi efficace que les lampes blanches à 10 000 lux beaucoup plus volumineuses
- Résultats en 20 à 30 minutes par jour (lecture, travail)

### Les DEL Philips avancées produisent un éclairage confortable

- A un effet similaire sur le bien-être à un beau ciel bleu
- Luminosité constante, confort visuel optimal
- Le savoir-faire de plus de 100 ans de Philips en éclairage et soins de santé
- Lumière à 100 % sans UV → sans danger pour les yeux et la peau



asimpleswitch.com

# Caractéristiques

## Aide à faire le plein d'énergie

La vie bien remplie d'aujourd'hui nous demande des performances exceptionnelles tout au long de la journée. Même les personnes les plus en forme souffrent de baisses d'énergie, particulièrement lorsqu'elles sont privées de lumière naturelle, par exemple dans un bureau en hiver. La goLITE BLU combat ces pertes d'énergie et améliore l'humeur en exploitant la puissance énergisante de la lumière du soleil. D'une efficacité prouvée dès 20 à 30 minutes d'utilisation quotidienne, la goLITE BLU vous permet de vous redynamiser à tout moment : pour bien vous réveiller le matin, vous revitaliser après le lunch ou maintenir un niveau constant d'énergie au cours de votre journée.

## La lumière énergise naturellement

La lumière du jour est essentielle au bien-être, pour garder la forme et pour se sentir énergique tout au long de la journée; tout comme une bonne nutrition et de l'exercice régulier. La Philips goLITE BLU imite la puissance naturelle énergisante d'une journée ensoleillée. Elle stimule des récepteurs spéciaux dans les yeux pour déclencher la réponse naturelle du corps au soleil. Cela vous permet de vous sentir plus énergique et actif. Lorsque votre niveau d'énergie est bas et que vous ressentez de la fatigue, la goLITE BLU vous apporte de la vitalité, naturellement.

## Entre 20 et 30 minutes par jour

Il a été prouvé qu'une utilisation quotidienne de 20 à 30 minutes apporte un regain d'énergie et améliore l'humeur. Placez simplement la lampe de photothérapie à proximité afin que la lumière parvienne jusqu'à vos yeux. Il n'est pas nécessaire de regarder directement le faisceau ce qui vous permet de bénéficier de l'action de la goLITE BLU tout en menant vos activités habituelles (en prenant votre petit-déjeuner, en travaillant ou en lisant). Sans UV, confortable et sans danger pour vos yeux, cette lampe peut être utilisée aussi longtemps que souhaité le jour (l'exposition dans la soirée ou avant l'heure du coucher peut retarder l'endormissement). Sur la base d'une utilisation quotidienne, vous ressentirez les effets de la goLITE BLU après une à deux semaines.

## Batterie rechargeable



Pile rechargeable et cordon d'alimentation pour une utilisation à n'importe quel endroit

## Confort visuel optimal



EnergyUp utilise un système d'éclairage unique de contrôle des reflets pour un confort visuel absolu. Une combinaison unique de diffuseurs, réflecteurs et filtres distribue uniformément la puissante lumière DEL sur la totalité de la surface de l'écran. Ce dernier contrôle les reflets et prévient les points lumineux, assurant une lumière diffuse toujours confortable et agréable.

## Sans UV

La lumière bleue pure de la goLITE BLU accroît le niveau d'énergie naturellement. Elle contribue à vous apporter les bienfaits d'une belle journée... sans les rayons UV néfastes du soleil.

## Conçue par Philips



Fondée il y a plus d'une centaine d'années, Philips a été pionnière dans le domaine des ampoules à prix abordable et a par la suite utilisé son expertise de la technologie des tubes à vide pour développer l'une des premières machines d'imagerie par rayons X. À

ce jour, l'entreprise reste l'un des chefs de file mondiaux de l'éclairage et de la santé, animé par le désir d'améliorer la vie des gens autour du monde chaque jour par la création d'innovations qui vous intéressent. Ce fier héritage se perpétue avec la lampe goLITE BLU, un produit novateur qui bénéficie de l'expérience de Philips en tant qu'acteur incontournable de l'éclairage, de la santé et de la technologie grand public.

## Design portable compact



La lumière bleue de la goLITE BLU est la plus efficace des lumières de photothérapie. Elle nécessite seulement 200 lux pour un effet similaire à une lumière blanche de 10 000 lux. L'efficacité élevée de la lumière bleue fait de la goLITE BLU notre plus petite lampe de photothérapie. D'une conception légère et dotée d'une batterie rechargeable et d'un étui de voyage, cette lampe de photothérapie est facilement transportable et trouvera sa place sur tout type de table ou de bureau à la maison ou au travail. Placez simplement la goLITE BLU dans votre champ de vision immédiat et ajustez le socle pour que le faisceau atteigne vos yeux.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

## Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

# Spécifications

## Le bien-être par la lumière

Aide à refaire le plein d'énergie  
Vous permet de rester alerte  
Sentez-vous plus reposé  
Aide à combattre la dépression saisonnière  
Améliorez votre humeur

## Lumière agréable

Lumière bleue spécifique  
Effet similaire à 10 000 lux  
Luminance de l'écran régulière

## Facile à utiliser

Mémoire d'intensité lumineuse  
Indicateur de durée du traitement  
Bouton marche/arrêt  
Fonctionnement par boutons tactiles  
Réglages d'intensité lumineuse: 5

## Portative

Conception petite et compacte  
Utilisation avec ou sans-fil  
Recharge complète de la batterie: Durée de traitement allant jusqu'à 60 minutes  
Système de verrouillage pour voyage  
Étui inclus

## Technique

Bloc d'alimentation: 10 W  
Tension: 100/240 V  
Fréquence: 50/60 Hz  
Fiche d'alimentation isolée: Classe II (double isolation)  
Type d'ampoule: DEL haute puissance  
Durée de vie des lampes: 10 000 heures  
Longueur du cordon: 180 cm

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14,3 x 14,3 x 3,5 cm  
Poids de l'appareil: 0,4 kg  
Dimensions de l'emballage F-box: 18,0 x 18,9 x 10,4 (L x H x P) cm  
Carton grand format: 2  
Poids de l'emballage F-box: 0,8 kg

## Données logistiques

Pays d'origine: Chine  
Code CTV: 884343160

## Sécurité et réglementations

Est conforme aux normes relatives au:  
luminaire électrique portatif UL153, CSA22.2 no 12  
Certifié cULus  
Sans UV: Aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche

