

PHILIPS

EnergyLight

EnergyUp

Intense blue-licht

Met snoer

even effectief als 10.000 lux



HF3421/01



Voel u energiever met natuurlijk licht

Compact blauw licht, geeft energie zoals helder daglicht

EnergyUp van Philips is een draagbare energielamp die de natuurlijke kracht van daglicht gebruikt om uw energieniveau en stemming te verbeteren. Slechts 20-30 minuten per dag zijn voldoende om u energiever en fitter te voelen, zodat u kunt presteren wanneer dat nodig is.

Klinisch getest: geeft op natuurlijke wijze energie met licht

- Verbeter energieniveaus, waakzaamheid en stemming
- Bestrijdt energiedips, vermoeidheid en winterblues
- Licht is een natuurlijke energiebron die bij een gezonde levensstijl past
- Onafhankelijk onderzoek bevestigt verbeterde energieniveaus

Compact reisontwerp dat u altijd en overal kunt gebruiken

- Zo effectief als veel grotere witte lampen van 10.000 lux
- Resultaat in slechts 20-30 min./dag; te gebruiken tijdens lezen, werken

Geavanceerde Philips-LED's geven aangenaam licht

- Heeft hetzelfde effect op uw welzijn als een zonnige blauwe hemel
- Gelijkmatische helderheid, optimaal comfort voor de ogen
- 100% UV-vrij licht - veilig voor ogen en huid
- Ruim 100 jaar Philips-verlichting en kennis inzake gezondheid

Kenmerken

Geeft meer energie

Onze moderne drukke levensstijl vereist de hele dag topprestaties, maar zelfs de gezondste mensen hebben last van dips of een gebrek aan energie, vooral als gevolg van te weinig natuurlijk daglicht, zoals in een kantoor in de winter. EnergyUp bestrijdt een gebrek aan energie en verbetert de stemming met de natuurlijke stimulerende kracht van zonlicht om het lichaam te stimuleren en de alertheid te verhogen. Een sessie van slechts 20-30 minuten blijkt effectief te zijn. Gebruik EnergyUp wanneer u uw batterijen moet opladen en extra energie nodig hebt: om 's ochtends op gang te komen, na de lunch weer aan de slag te gaan of duurzame energieniveaus te behouden gedurende de hele dag.

Bestrijdt energiedips

Een gebrek aan licht tijdens de donkere wintermaanden veroorzaakt bij veel mensen een merkbare daling van hun energieniveau en neerslachtigheid zodra de herfst begint. Deze symptomen, bekend als 'winterblues' (of sub-syndromal seasonal affective disorder, SUB-SAD), kunnen u een zwaarmoedig, lusteloos en vermoeid gevoel geven gedurende weken of zelfs maanden en zowel uw persoonlijke prestaties als uw humeur negatief beïnvloeden. EnergyUp van Philips bestrijdt deze symptomen van wintervermoeidheid met de van nature stimulerende kracht van zonlicht, waardoor het lichaam zijn zomerse vitaliteit behoudt gedurende de donkere wintermaanden.

Licht is een natuurlijke energiebron


Daglicht is van groot belang voor ons welzijn, onze fitheid en ons energieniveau gedurende de hele dag - net als gezonde voeding en regelmatig bewegen. EnergyUp van Philips bootst de van nature stimulerende kracht van daglicht op een zonnige dag na, en stimuleert speciale receptoren in de ogen die de natuurlijke reactie van het lichaam op zonlicht activeren. Zo gaat u zich energiever, actiever en fitter voelen. Op dagen dat uw energieniveau laag is en u zich moe voelt, bevordert EnergyUp de vitaliteit op natuurlijke wijze.

Klinisch bewezen voordelen

Klinische tests tonen aan dat EnergyUp de energieniveaus, de alertheid en de stemming verbetert, en helpt om winterblues te bestrijden

[1] en effectief is tegen winterdepressie [2, 3]. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 70% van de personen die EnergyUp Intense blue hebben geprobeerd een verbetering van hun energieniveau ervoeren na slechts twee weken (onderzoek door Bzz Agent met 823 deelnemers in het Verenigd Koninkrijk in 2011). Nog eens 84% was tevreden over de manier waarop EnergyUp Intense blue heeft geholpen bij het bestrijden van winterblues (onderzoek door Metrixlab met 229 deelnemers in Nederland in 2011).

Slechts 20-30 minuten per dag



Het is aangetoond dat slechts 20-30 minuten gebruik van EnergyUp per dag nieuwe kracht geeft en een positieve stemming bevordert. Plaats de energielamp gewoon op armlengte zodat het licht uw ogen bereikt. U hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken, dus u kunt multitasken met EnergyUp, bij het ontbijt, of tijdens het werken of lezen. Omdat het licht UV-vrij is en comfortabel en veilig voor de ogen, kunt u de lamp overdag gebruiken zo lang u wilt (als u de lamp 's avonds of voor het slapengaan gebruikt, kan uw slaapritme worden verstoord). Bij dagelijks gebruik voelt u het stimulerende effect van EnergyUp waarschijnlijk binnen 1-2 weken.

Optimaal comfort voor de ogen



EnergyUp maakt gebruik van een uniek verlichtingssysteem om de verblinding te controleren voor optimaal comfort voor de ogen. Een unieke combinatie van diffusers, reflectoren en filters verdeelt het krachtige LED-licht gelijkmatig over het volledige

oppervlak van het scherm. Het systeem controleert de verblinding en voorkomt heldere plekken voor een diffuus licht dat altijd comfortabel en prettig voelt.

Zonder UV-straling



Het zuivere blauwe licht van EnergyUp geeft meer energie op natuurlijke wijze. Het effect is gelijk aan dat van zonlicht op een zonnige dag, maar dan zonder de schadelijke UV-stralen.

Ontwikkeld door Philips



Philips werd meer dan honderd jaar geleden opgericht als pionier van betaalbare lampen en gebruikte haar expertise later in vacuümbuistechnologie om een van 's werelds eerste röntgenmachines te ontwikkelen. Tot op heden is het bedrijf wereldwijd toonaangevend op het gebied van verlichting en gezondheidszorg, gestimuleerd door het streven om het dagelijkse leven van mensen over de hele wereld te verbeteren met innovaties die belangrijk zijn voor iedereen. Deze trotse traditie wordt voortgezet met EnergyUp, een innovatief product dat profiteert van alle ervaring van Philips als toonaangevend bedrijf op het gebied van verlichtings-, gezondheids- en consumententechnologie.

Specificaties

Welzijn door licht

Verhoogt het energieniveau
Verhoogt uw alertheid
Geeft een meer uitgerust gevoel
Gaat winterblues/depressie tegen
Verbeterd uw stemming
Biedt weerstand tegen jetlags

Comfortabele lamp

Speciaal blauw licht
Hetzelfde effect als 10.000 lux
Gelijkmatige schermhelderheid

Gebruiksvriendelijk

Lichtintensiteitsinstellingen: 5
Aan/uit-schakelaar
Eénknopsbediening

Draagbaar

Klein, compact ontwerp

Technische

Stroomadapter: 10 W
Voltage: 100/240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Isolatiestekker: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Type lamp: Krachtige LED
Levensduur van lampen: 10.000 uur
Snoerlengte: 180 cm

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 14,3 x 14,3 x 3,5 cm
Gewicht van het product: 0,4 kg
Afmetingen F-doos: 18,0 x 18,9 x 10,4 (B x H x

D) cm
Hoofddoos: 2
Gewicht F-doos: 0,8 kg

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China
CTV-code: 884342101

Veiligheid en voorschriften

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
93/42/EEG en 2007/47/EG
CE 0344-gecertificeerd
Zonder UV-straling: Geen UV- of bijna-UV-straling

