

# PHILIPS

## energielamp

### goLITE BLU



HF3320/01



## Meer energie

### De hele dag door energie op natuurlijke wijze

De Philips goLITE BLU is een draagbare, compacte energielamp die een helder blauw licht verspreidt dat aan een zomerdag doet denken. Dit soort lichttherapie staat erom bekend dat het u op elk gewenst moment energie geeft en is een uitstekende remedie tegen de winterblues.

#### **Geeft meer energie en gaat winterblues tegen**

- Maakt gebruik van speciaal blauw licht, zoals een heldere, zonnige hemel
- Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
- Geeft meer energie

#### **Eenvoudig, handig en comfortabel in het gebruik**

- Met slechts 15-45 minuten per dag merkt u het resultaat
- Eenvoudige bediening van timer en intensiteit
- Extra duurzame LED-lampen
- 100% UV-vrij blauw licht

#### **Bewezen voordelen**

- Onafhankelijk onderzoek laat een verbeterd energieniveau zien bij gebruikers
- Klinisch bewezen\*: verbetert het humeur en geeft meer energie
- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Natuurlijk blauw licht




De goLITE BLU-energielamp produceert een speciaal soort blauw licht dat op zeer zonnige, heldere dagen van nature aanwezig is. Speciale receptoren in de ogen absorberen dit blauwe licht, waardoor u zich op elk gewenst moment energiek voelt.

## Gaat winterblues tegen



In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues begint meestal in de herfst en kan enkele weken duren. Met de goLITE BLU van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

## Geeft meer energie




In de drukte van het dagelijkse leven wordt er veel van ons gevraagd. We willen zowel op ons werk als thuis optimaal presteren. Soms merken we dat we gedurende de dag een beetje inzakken. Door - op een moment van uw keuze - de goLITE BLU te gebruiken, wordt u op natuurlijke wijze energiever en alerter.

## 15-45 minuten per dag te gebruiken



Plaats de goLITE BLU in uw gezichtsveld; u hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken. Wanneer u de goLITE BLU-energielamp 15 minuten of langer gebruikt, verbetert u op natuurlijke wijze uw stemming en energieniveau wanneer u dat nodig hebt. Langer gebruik is absoluut veilig. Wanneer u het apparaat tijdens de wintermaanden elke ochtend gebruikt, nemen de klachten van de winterblues af.

## Eenvoudige timer en dimmer



Stel de timer naar wens in op 15, 30, 45 of 60 minuten en kies een van de drie helderheidsniveaus met behulp van de dimmer.

## Duurzame LED's




De duurzame LED-lampen van de goLITE BLU kunnen 50 jaar lang gedurende 30 minuten per dag worden gebruikt zonder dat de kracht afneemt.

## UV-vrij



Het heldere, blauwe licht geeft u op natuurlijke wijze meer energie. Het effect is hetzelfde als op een zonnige dag, maar dan zonder de schadelijke UV-stralen van zonlicht.

## Verbeterd energieniveau



Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 70% van de gebruikers vond dat hun energieniveau na twee weken gebruik was verbeterd. Bzz Agent UK 2011; n = 823



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Welzijn door licht

Biedt weerstand tegen de winterblues  
Verhoogt het energieniveau  
Verhoogt uw alertheid

## Comfortabele lamp

Speciaal blauw licht  
Dimmer voor de lichtintensiteit: Ja, 3 niveaus  
Geavanceerde diffusie-optica  
Breed behandelingsveld

## Gebruiksvriendelijk

Aan/uit-schakelaar  
Behandelingstimer: 15, 30, 45, 60 min

## Draagbaar

Klein, compact ontwerp  
Alleen gebruik met snoer

## Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):  
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

## Veiligheid en voorschriften

CE 0344-gecertificeerd  
Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3  
Niet voor algemene verlichting  
Zonder UV-stralen: Geen UV- of bijna-UV-straling

## Technische specificaties

Vermogen: 5,4 W  
Voltage: 100-240 volt  
Frequentie: 50/60 Hz  
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Type lampen: LED

Levensduur van lampen: 10.000 uur  
Snoerlengte: 150 cm

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 14 x 14 x 2,5 cm  
Gewicht van het product: 0,3 kg  
Afmetingen doos (l x h x d): 17 x 18 x 10,5 cm  
Gewicht doos: 0,5 kg  
Hoofddoos: 2

## Logistieke gegevens

Land van herkomst: China  
CTV-code: 884332001

