

PHILIPS

EnergyLight

goLITE BLU



HF3320



Für eine bessere Stimmung und mehr Energie

Das Philips goLITE BLU EnergyLight ist ein Therapiegerät, das entwickelt wurde, um Ihnen mehr Energie und Aufmerksamkeit für eine positive Grundstimmung zu verleihen. Dank des kompakten Designs können Sie es überall bequem verwenden!

Verleiht ganz natürlich mehr Energie

- Verleiht mehr Aufmerksamkeit für eine positive Grundstimmung
- Klinisch erwiesen*

Benutzerfreundlich und komfortabel

- So können Sie während der Behandlung auch andere Dinge erledigen
- Timer (15, 30, 45, 60 Min.) und regulierbare Intensitätsstufe
- Verbesserte Streuung für ein sanftes, gleichmäßiges Licht

Überall verwendbar

- Einfach zu transportieren dank kleinem, kompaktem Design

Verbesserte blaue LED-Technologie

- Ergebnisse mit nur 15 bis 45 Minuten täglich
- Großer Behandlungsbereich für mehr Flexibilität
- Blaue LEDs mit langer Lebensdauer


Besonderheiten

Klinisch erwiesen*



Unabhängige klinische Studien zeigen, dass das blaue Licht des Sommerhimmels uns mehr Energie verleiht, unseren Körper dazu bringt, aktiver zu sein, und Einfluss auf unsere Stimmung hat.

Mehr Flexibilität während der Behandlung



Das breite Lichtfeld ermöglicht es Ihnen, während der Behandlung auch andere Dinge zu tun, z. B. am Computer zu arbeiten, zu lesen oder fernzusehen.

Schnelle Ergebnisse

Ergebnisse mit nur 15 bis 45 Minuten täglich

Kleines, kompaktes Design

Einfach zu transportieren dank kleinem, kompaktem Design

Verbesserte Streuung

Verbesserte Streuung für ein sanftes, gleichmäßiges Licht

Großer Behandlungsbereich

Das breite Lichtfeld ermöglicht es Ihnen, während der Behandlung auch andere Dinge zu tun, z. B. am Computer zu arbeiten, zu lesen oder fernzusehen.

Gestalten Sie Ihre Behandlung ganz individuell

Stellen Sie den Timer ganz nach Ihren Wünschen auf 15, 30, 45 oder 60 Minuten ein. Wählen Sie mithilfe des Dimmers aus drei Helligkeitsstufen die für Sie geeignete Einstellung aus.

Blaue LEDs mit langer Lebensdauer



Diese blauen LEDs verfügen über eine Lebensdauer von über 50 Jahren, wenn das Gerät 30 Minuten täglich verwendet wird.

Effektive Behandlung

Selbst wenn Sie das goLITE EnergyLight nur 15 bis 45 Minuten täglich verwenden, verleiht es Ihnen schon ganz natürlich mehr Energie für den Tag und eine bessere Stimmung.

Daten

Angenehmes Licht

Verbesserte Streuung
Großer Behandlungsbereich

Bedienungsfreundlich

Timer für Behandlung

Tragbar

Kleines, kompaktes Design
Nur mit Kabel verwendbar

Sicherheit

Entspricht IEC 60601-1 Ed. 3

Technische Daten

Leistung: 5,4 W
Spannung: 100-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Lampentyp: LED
Lebensdauer der Lampen: 10.000 Stunde(n)
Länge des Adapterkabels (cm): 240 cm

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen: 14 x 14 x 2,5 cm
Produktgewicht: 0,3 kg
Abmessungen Box (B x H x T):
17 x 18 x 10,5 cm
Gewicht Box: 0,5 kg
Versandkarton: 2

Logistische Daten

Ursprungsland: China
CTV-Code: 884332001

Medizinisches Gerät

Richtlinie für Medizinprodukte (MDD):
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

