

PHILIPS

EnergyLight



HF3309



Fühlen Sie sich voller Energie

wie an einem sonnigen Tag

Lichttherapiegerät mit Intensitätsdimmer, das Sie zu jeder Jahreszeit mit dem erforderlichen Tageslicht – und der benötigten Energie – versorgt, ohne dass Sie dabei Ihren Tagesablauf umstellen müssen.

Fühlen Sie sich voller Energie – mit nur 30 Minuten am Tag

- Original Philips EnergyLight-Lampen

Digitale Anzeige des erhöhten Energiestands

- Digital-Zeitmesser und -Anzeige

Angenehmes Licht

- Variable Einstellung der Lichtintensität

Leicht verstellbar, je nach Bedarf


- Verstellbarer Winkel

Sichere Handhabung

- Keine UV Strahlen

Besonderheiten

Original Philips EnergyLight-Lampen



Das EnergyLight enthält Original Philips EnergyLight-Lampen, die das Licht mit der ganzen Intensität und Qualität des natürlichen Tageslichtes produzieren. Sie können bis zu 10.000 Lux tanken ohne dabei geblendet zu werden. Bei einer 30-minütigen Verwendung des EnergyLights pro Tag mit einer Lichtintensität von 10.000 Lux (dabei müssen Sie nicht die ganze Zeit in die Lampe schauen), werden Sie schon nach 5 Tagen feststellen, dass Sie mehr Energie haben.

Digital-Zeitmesser und -Anzeige



Das EnergyLight HF 3309 hat eine digitale Benutzeroberfläche mit eingebautem Benutzerprotokoll zur einfachen Bedienung; u. a. bekommen Sie direkt Informationen zur Energiemenge, die Sie bereits getankt haben.

Variable Einstellung der Lichtintensität



Fühlen Sie sich voller Energie wie an einem sonnigen Tag, und verwenden Sie das Gerät z. B. mit der Lichtintensität, die Sie zum Lesen brauchen. Das EnergyLight hat einen Dimmer für die Lichtintensität, mit dem Sie die Intensität je nach Wunsch von Null bis ca. 10.000 Lux (bei 15 – 20 cm) regeln können.

Verstellbarer Winkel



Das Gerät kann nach Bedarf in verschiedenen Positionen eingestellt werden.

Keine UV Strahlen



Das EnergyLight verwendet das gesamte Spektrum des natürlichen Tageslichts. Es entspricht den europäischen Sicherheitsstandards und hat einen integrierten UV-Filter. Das EnergyLight ist daher völlig sicher im Gebrauch.

Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)



Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert.

Daten

Technische Daten

Leistung: 72 W
Spannung: 220/230
Frequenz: 50/60 Hz
Lampentyp: 2PL-L 36 W Philips EnergyLight
Lebensdauer der Lampen: 10.000
Art der Widerstandsleistung: HF-R 232PLT (Hochfrequenz)
Betriebsfrequenz des Vorschaltgeräts: 42.000 kHz
Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)
Kabellänge: 3 M

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen: 33 x 57 x 18 (LxBxH) cm
Produktgewicht: 3,5 kg
Abmessungen F-Box (=A-Box): 36 x 62,2 x 21,5 (LxBxH) cm
Gewicht F-Box (=A-Box): 4,4 kg
Menge auf Euro-Palette: 30 (UK 39) Stck.

Logistische Daten

CTV-Code: 884330901000
Ursprungsland: Deutschland

Sicherheit

Keine UV Strahlen: Integrierter UV-Filter im Schirm
Kein Flimmern: Hochfrequenz-Widerstandsleistung verhindert Kopfschmerzen
CENELEC-zertifiziert

Bedienungsfreundlich

Benutzerprotokoll am Gerät
Digitale Benutzeroberfläche: für Informationen zu Energie und Zeit
Energieleiste: , mit Anzeige, wie viel Energie Sie getankt haben
Digital-Zeitmesser
Pause-Funktion
Ein-/Aus-Schalter

Fühlen Sie sich voller Energie - mit nur 30 Minuten am Tag

Original Philips EnergyLight: Lampen: 10.000
Lux bei 20 cm, 2.500 Lux bei 60 cm

Angenehmes Licht

Variable Einstellung der Lichtintensität

Leicht einstellbar

Verstellbarer Winkel: 20 Grad
Kompakte Größe: 18 x 33 (TxB) cm

Zufriedenheitsanzeige

94 % zufriedene Verbraucher
Testurteil „gut“: Preis der STIWA (2003) als Nachfolger des HF 3305

Medizinisches Gerät

Vorteile für die Gesundheit

