



Philips  
EnergyLight



HF3309

# Få energi

som på en solskinsdag

Speciel lyskilde med lysdæmper, som giver dig den dosis dagslys - og den energi - du har brug for uanset årstiden, og på en måde, som nemt kan tilpasses dine daglige gøremål.

## **Få energi på 30 minutter om dagen**

- Originale Philips EnergyLight-lamper

## **Digitalt feedback om øget energi**

- Digital timer og display

## **Komfortabelt lys**

- Lysdæmper

## **Let at placere efter dine personlige ønsker**

- Justérbar vinkel

## **Sikker brug**


- UV-fri

# PHILIPS

sense and simplicity

# Vigtigste nyheder

## Originale Philips EnergyLight-lamper



EnergyLight er udstyret med originale Philips EnergyLight-lamper, som leverer lys med den samme intensitet og kvalitet som naturligt dagslys. Faktisk kan den levere op til 10.000 lux, men uden, at man bliver blændet. Hvis du bruger EnergyLight i bare 30 minutter om dagen (du behøver ikke at sidde og kigge ind i lampen hele tiden) ved en lysintensitet på 10.000 lux, vil du føle dit energiniveau og humør bliver bedre efter bare 5 dages brug.

## Digital timer og display



EnergyLight HF 3309 er udstyret med et digitalt brugerpanel med indbygget brugervejledning, som er let at bruge, og som bl.a. giver direkte feedback om, hvor meget energi du har fået.

## Lysdæmper



Få den samme energi som om sommeren, mens du bruger apparatet ved en behagelig lysstyrke, som

f.eks. kan bruges som læselys. EnergyLight har en lysdæmper, så den nemt kan justeres fra nul til ca. 10.000 lux (ved 20 cm), så styrken kan tilpasses dine personlige behov.

## Justérbar vinkel



Apparatet kan placeres i forskellige vinkler efter behov.

## UV-fri

EnergyLight anvender det naturlige dagslys' fulde spektrum. Produktet lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder og har en UV-filtreringsskærm. Derfor er det fuldstændig sikkert at bruge EnergyLight.

## Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)



Denne enhed har beviste helbredsmæssige fordele i overensstemmelse med certificeringen i det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD).

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer

- Strøm: 72 timer W
- Spænding: 220/230
- Frekvens: 50/60 Hz
- Lampetype: 2PL-L 36 W Philips Original EnergyLight
- Lampelevetid: 10.000
- Ballasttype: HF-R 232PLT (højfrekvent)
- Ballastdriftsfrekvens: 42.000 kHz
- Isolering: Klasse II (dobbelt isoleret)
- Ledningslængde: 3 m

## Vægt og dimensioner

- Produktmål: 33x57x18 (BxHxD) cm
- Produktvægt: 3,5 kg
- F-boksens mål (=A-boks): 36x62,2x21,5 (BxHxD) cm
- F-boksens vægt (=A-boks): 4,4 kg
- Antal på Euro-palle: 30 (UK 39) stk.

## Logistiske data

- CTV-kode: 884330901000
- Oprindelsesland: Tyskland

## Sikkerhed

- UV-fri: der kommer ingen UV-stråling gennem filtreringsskærmen
- Ingen blinken: pga. den højfrekvente beskyttelse, der forhindrer hovedpine
- Cenelec-certificeret

## Nem at bruge

- Brugervejledning på produktet
- Digitalt brugerpanel: til feedback om energi og tid
- Energisøjle: , indikerer hvor meget energi du har fået
- Digital timer
- Pausefunktion
- Afbryderknop

## Få energi på 30 minutter om dagen

- Original Philips EnergyLight: lamper: 10,00 lux ved 20 cm, 2.500 lux ved 60 cm

## Komfortabelt lys

- Lysdæmper

## Let at placere

- Justérbar vinkel: 20 °
- Kompakt størrelse: 18x33 (DxB) cm

## Indikator for tilfredshed

- 94% tilfredse brugere
- Bedste køb: prisbelønnet af STIWA (2003) som efterfølger til HF 3305

## Medicinsk apparat

- Beviste helbredsmæssige fordele



Udgivelsesdato  
2009-08-03

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)