

PHILIPS

energy light

goLITE BLU

genopladelig

internationale adaptere



HF3330/01



Få mere energi

Energi hele dagen på en naturlig måde

Philips goLITE BLU er et kompakt og bærbart energily, der producerer et blåt lys lige så klart som sommerhimlen. Denne særlige lysterapi er kendt for at hjælpe med at øge dit energiniveau på en naturlig måde, når du har bug for det, og hjælper med at bekæmpe vintertræthed.

Øger energiniveauet og bekæmper vintertræthed

- Bruger et klart blåt lys, som f.eks. en klar sommerhimmel
- Mildner symptomerne på vintertræthed
- Hjælper med at øge energiniveauet
- Hjælper med til at overvinde træthed efter jetlag

Praktisk, behagelig og nem at bruge

- Skal blot anvendes i 15-45 minutter om dagen for at give resultater
- Praktisk, bærbar og genopladelig
- Baggrundsbelyst touch-screen til justering af timer og lysintensitet
- Ekstra langtidsholdbare LED-lys
- 100% UV-frit blåt lys

Dokumenterede fordele

- Uafhængige test viser, at brugerne opnår et højere energiniveau
- Klinisk dokumentation* giver bedre humør og højere energiniveau
- 100 års ekspertise inden for lysteknologi fra Philips

Vigtigste nyheder

Naturligt blå lys




goLITE BLU energy light producerer en bestemt slags klart, blå lys, der opstår naturligt på dage med fuld sol. Særlige receptorer i øjnene absorberer dette blå lys, som holder dig energisk og vågen, når du har brug for det.

Bekæmper vintertræthed



I lande med lange vintre oplever mange mennesker manglende energi og nedtrykthed på grund af mangel på lys. Disse symptomer kaldes vintertræthed. De begynder typisk om efteråret og kan vare i adskillige uger. Philips goLITE BLU bekæmper helt naturligt disse symptomer og gendanner dit sommerhumør og energiniveau.

Øger energiniveauet




Vores travle livsstil kræver meget af os, og vi ønsker at yde vores bedste både på jobbet og i fritiden. Sommetider oplever vi triste øjeblikke eller dyk i løbet af dagen. Brug af goLITE BLU-energily lys på et hvilket som helst tidspunkt forøger helt naturligt dit energiniveau og giver dig mere overskud.

Hjælper mod jetlag


Mange mennesker, der rejser jævnligt, oplever jetlag efter lange flyvture. Hvis du bruger goLITE BLU, når du lider af jetlag, får du et naturligt energiløft, og det kan hjælpe dig med at nulstille kroppens ur til den nye tidszone.

Anvendes i 15-45 minutter om dagen




Stil goLITE BLU inden for dit synsfelt – det er ikke nødvendigt at se direkte ind i lyset. Hvis du bruger goLITE BLU energy light i mindst 15 minutter, forbedrer det dit humør og energiniveau. Det er også fuldt ud sikkert at anvende den i længere tid. Regelmæssig brug hver morgen i vintermånederne dæmper symptomerne på vintertræthed.

Anvend den overalt



Kompakt design, opbevaringsetui, genopladeligt batteri og internationale adaptere gør goLITE BLU nem at bruge, opbevare og tage med overalt.

Justerbar timer og intensitet



Indstil timeren efter dit behov (1-60 min.) ved brug af det berøringfølsomme display, og vælg det ønskede lysniveau med

lysdæmperen. Indstil alarmen for behandlingstid for at sikre, at du gennemfører den indstillede behandlingstid.

Langtidsholdbare LED'er




De langtidsholdbare LED-lys i goLITE BLU-energily lys kan bruges 30 minutter om dagen i 50 år uden at miste deres effektivitet.

UV-fri



Det klare, blå lys forøger dit energiniveau helt naturligt som på en solskinsdag, men uden den naturlige sols UV-stråler.

Højere energiniveauer



Uafhængig forskning viser, at 70 % følte sig mere energiske efter 2 ugers brug. Bzz Agent UK 2011; n = 823

Specifikationer

Velvære med lys

Bekæmp vintertræthed
Øg energiniveauet
Bliv mere opmærksom
Bekæmp jetlag

Komfortabelt lys

Specifikt blåt lys
Lysdæmper: Ja, 4 niveauer
Avanceret diffusionsoptik
Bredt behandlingsfelt

Nem at anvende

Baggrundsbelyst touch-screen
Indbygget ur
Afbryderknap
Pausefunktion
Alarm til påmindelse om behandling
Behandlingstimer: 0-60 min.

Bærbar

Lille, kompakt design
Internt genopladeligt batteri
Internationale strømadaptere
Beskyttende etui medfølger

Medicinsk apparat

Medical Device Directive: 2007/47/EF, MDD
93/42/EU

Sikkerhed og regler

CE 0344-certificeret
I overensstemmelse med IEC 60601-1 Ed. 3
Ikke til generel belysning
UV-fri: Ingen eller næsten ingen UV--stråling

Tekniske specifikationer

Strøm: 12 W
Spænding: 100-240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klasse II (dobbelisolering)

Pæretype: LED
Pærers levetid: 10.000 time(r)
Ledningslængde: 180 cm

Vægt og dimensioner

Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm
Produktvægt: 0,4 kg
Kassens mål (BxHxD): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
Kassens vægt: 0,9 kg
Ydre emballage: 2

Logistiske data

Oprindelsesland: Kina
CTV-kode: 884333001

