

PHILIPS

Cepillo dental
eléctrico sónico

SonicPro 30

Tecnología sónica

Sensor de presión

QuadPacer y SmarTimer

Diseño delgado y ergonómico

PC0815/01



Adiós al cepillo dental manual. Bienvenida tecnología sónica.

Elimina hasta 3 veces más sarro*

La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente 3 veces más sarro que un cepillo de dientes manual.

Ofrece una limpieza superior

- Nuestra exclusiva tecnología ofrece una limpieza tan potente como suave
- Eliminación del sarro hasta 3 veces mejor en comparación con un cepillo dental manual*

Protege tus encías

- El sensor de presión integrado protege los dientes y las encías

Optimice su cepillado

- Optimiza tu cepillado con SmarTimer y QuadPacer

Diseñado pensando en usted

- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo
- El diseño ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar
- Batería de larga duración que dura 14 días
- Usa menos. Reutiliza más.

Sencilla transición a Sonicare

- Un comienzo sencillo para facilitar la transición


Destacados

Tecnología sónica avanzada



Las potentes vibraciones de las cerdas introducen las microburbujas entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para que tengas una experiencia refrescante. En solo 2 minutos, obtendrás dos meses de cepillado manual**. Con 31,000 movimientos por minuto, limpian suavemente tus dientes, fragmentan el sarro y lo eliminan para lograr una limpieza diaria excepcional.

Elimina el sarro 3 veces mejor*



Está clínicamente comprobado que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología sónica avanzada ha demostrado clínicamente que elimina el sarro hasta 3 veces mejor* que un cepillo dental manual. Elimina el sarro de tus dientes y encías al mismo tiempo que las protege.

Protege tus encías



El sensor de presión integrado detecta automáticamente la presión que aplicas, te avisa y reduce las vibraciones del cepillo

dental de forma automática para proteger tus encías. El cepillo dental emitirá un sonido intermitente como recordatorio de que debes disminuir la presión. 7 de cada 10 personas descubrieron que esta función les ayudó a cepillarse mejor.

SmarTimer y QuadPacer



Las funciones SmarTimer de 2 minutos y QuadPacer de 30 segundos te guían para que te cepilles durante el tiempo recomendado en todas las áreas de la boca y garantizan una limpieza completa.

Diseñado pensando en usted



El diseño delgado, ligero y ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar de modo que puedas obtener una limpieza increíble sin ningún esfuerzo.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales del cepillo se desgastan con el tiempo, por lo que necesitará estar atento con los suyos para garantizar que aún

brinden una limpieza perfecta. La tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo de uso del cabezal del cepillo y con qué intensidad lo ha estado usando. El recordatorio de sustitución BrushSync en el mango y un corto pitido le avisan cuando llega el momento de reemplazarlo.

Easy-start



Nuestro programa Easy-Start te ofrece la opción de un aumento gradual y suave de la potencia de cepillado las primeras 14 veces que usas el nuevo cepillo dental.

Larga duración de la batería



La duración de la batería es de hasta 14 días, por lo que puedes pasar largos períodos sin cargarla.

Adiós adaptador. Bienvenido USB.

Los adaptadores de corriente pueden parecer poca cosa, pero sumados, sus plásticos tienen un gran impacto en el medioambiente. Si cambias al cargador USB solo en el Philips Sonicare serie 1000-4000, podemos utilizar hasta 189,210 kg menos de plástico cada año. Mucho, ¿verdad?

Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Piezas incluidas

Mango: 1 SonicPro 30

Cabezales de cepillado: 2 Optimal Plaque Defence C2

Funda de viaje: 1 estuche de carga con USB

Cargador: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco

Limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa*

Respuesta a la presión: Mango que vibra para avisar al usuario

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Tecnología de sensor inteligente

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Fácil de usar

Mango: Diseño delgado y ergonómico

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales

fáciles de montar

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Recordatorio de reemplazo, Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo, El ícono de recordatorio se ilumina, para garantizar siempre los mejores resultados

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días*****

Energía

Voltaje: DC5V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

