

# PHILIPS

## Wake-up Light



HF3451



## Comece o dia de forma agradável A luz que o desperta de forma natural

O Wake-up Light acorda-o fácil e naturalmente, deixando-o com a energia de uma manhã de Verão. Baseando-se nos 100 anos de experiência de iluminação Philips, o Wake-up Light proporciona-lhe benefícios médicos comprovados.

### **A luz desperta-o de forma natural**

- A luz gradual afecta as hormonas energéticas de forma positiva

### **Intensidade da luz**

- Até 300 Lux para um despertar natural

### **Philips - especialista em iluminação**

- 100 anos de experiência em iluminação

### **Benefícios comprovados para a saúde**

- Apoiado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM)

# Especificações

## Especificações Técnicas

**Alimentação:** 75 W  
**Voltagem:** 230 V  
**Frequência:** 50 Hz  
**Tipo de lâmpadas:** 1 lâmpada incandescente Philips  
**Vida útil das lâmpadas:** 1000 horas (substituição fácil)  
**Isolamento:** classe II (isolamento duplo)  
**Comprimento do cabo:** 3 m

## Peso e dimensões

**Dimensões do produto:** 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (PxLxC) cm  
**Peso do produto:** 1,5 kg  
**Dimensões da caixa-F:** 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (PxLxC) cm  
**Peso caixa F:** 2,1 kg  
**N.º de caixas-F na caixa-A:** 3 unid.  
**Dimensões da caixa-A:** 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (PxLxC) cm  
**Peso caixa A:** 7,8 kg  
**Qtd. por Euro-paleta:** 126 unid.

## Dados logísticos

**Código CTV:** 884345101000  
**País de origem:** China

## Segurança

**Sem UV:** sem radiação UV  
**Certificação Cenelec**

## Fácil de utilizar

**Botão de ligar/desligar rápido**  
**Botão da função de repetição para som:** 9 minuto(s)

**Função de verificação rápida (90 seg.):** verifique o nível de luz/som para a próxima manhã em 90 seg.  
**Tamanho compacto:** necessário um espaço limitado na mesa de cabeceira (13,5x20 cm)  
**Função de reserva eléctrica:** 5 minuto(s)  
**Suporte de borracha antideslize**

## Equipamento médico

**Benefícios comprovados para a saúde:** apoiado pelo certificado da Directiva de Dispositivos Médicos

## Luz

**Wake-up Light com espectro de luz diurna natural:** 75 W  
**Processo de simulação do nascer do sol (0-: 30 minuto(s))**  
**Luz para leitura sem esforço:** 300 Lux a 40-50 cm  
**Atenuador de intensidade da luz:** 0-300 Lux a 40-50 cm  
**Função de ligar/desligar da luz**

## Som

**Som de despertar:** bip agradável e 1 som natural (pássaros)  
**Função de desligar som:** opção para cortar o som de imediato  
**Caixa de som premium:** 2 W

## Visor

**Visor LCD de leitura fácil:** 50x50 mm  
**Controlo de brilho do visor:** 3 definições (desligado, médio, alto)

# Destaques

## A luz desperta-o de forma natural



A luz aumenta gradualmente em 30 minutos antes da hora de despertar: repousando sobre os seus olhos, afecta de forma positiva as hormonas energéticas e prepara o despertar do seu corpo, proporcionando uma sensação agradável.

## Intensidade da luz de 300 Lux



A sensibilidade à luz difere muito de pessoa para pessoa. No geral, quando uma pessoa utiliza uma intensidade da luz mais elevada, necessita de menos tempo para despertar totalmente. A intensidade da luz do Wake-up Light pode ser configurada para até 300 Lux. Desta forma, pode despertar com a intensidade da luz que melhor se adequa à sua preferência pessoal.

## Philips - especialista em iluminação

A Philips é uma empresa líder em todo o mundo no campo da tecnologia da iluminação. Com mais de 100 anos de experiência neste campo, a Philips é um verdadeiro perito em iluminação e nos seus efeitos sobre o corpo humano. A Luz de Despertar combina toda esta experiência num produto significativo, tecnologicamente avançado e fácil de utilizar, que irá melhorar o bem-estar de muitos.

## Apoiado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM)



Este dispositivo demonstrou trazer benefícios para a saúde, tal como é certificado pela Directiva de Dispositivos Médicos (DDM).

