

PHILIPS

energilampa

goLITE BLU

uppladdningsbar

internationella adaptrar



HF3330/01



Få mer energi

Naturlig energi som varar hela dagen

Philips goLITE BLU är en kompakt och bärbar energilampa som producerar blått ljus som en sommarhimmel. Just den här ljusterapin är känd för att på naturlig väg höja dina energinivåer när du behöver det samt motverka vintertrötthet.

Ökar energinivån och motverkar vintertrötthet

- Använder särskilt blått ljus som en klar, solig himmel
- Hjälper till att motverka symptom på vintertrötthet
- Hjälper till att höja energinivåerna
- Hjälper mot trötthet orsakad av jetlag

Bekväm, praktisk och lätt att använda

- Använd i endast 15–45 minuter per dag för att få märkbara resultat
- Laddningsbar och praktisk att bära med sig
- Bakgrundsbelyst pekskärm för justering av timer och ljusintensitet
- Extra tåliga LED-lampor
- Blått ljus som är hundra procentigt fritt från UV-strålning

Dokumenterade fördelar

- Oberoende forskning visar att användarnas energinivåer höjs
- Kliniskt bevisad* att förbättra humöret och energinivåerna
- 100-årig Philips-expertis inom belysningsteknik

Funktioner

Naturligt blått ljus




Energilampan goLITE BLU avger ett särskilt rent blått ljus som uppträder naturligt under mycket soliga och molnfria dagar. Speciella receptorer i ögonen absorberar det blå ljuset och gör att du känner dig energisk när du behöver det.

Motverkar vintertrötthet



I länder med långa vintrar kan många känna att energin tryter och att humöret svänger på grund av mörkret. Symptomen kallas vintertrötthet, framträder vanligtvis på hösten och kan hålla i sig i flera veckor. Philips goLITE BLU är ett enkelt och naturligt sätt att bekämpa symptomen och återställa humöret och energinivåerna.

Höjer energinivåerna




Vår hektiska livsstil kräver mycket av oss, och vi vill göra vårt bästa både i vårt arbetsliv och privatliv. Ibland känner vi oss tömda på energi

under dagen. Med hjälp av energilampan goLITE BLU kan du när som helst under dagen få mer energi på ett naturligt sätt.

Hjälper mot jetlag

De som reser mycket kan ofta uppleva jetlag efter långa flygningar. Om du använder goLITE BLU när du känner av symptomen kan du få energi på naturlig väg och ställa om din inre klocka till den nya tidszonen.

Använd i 15–45 minuter per dag




Placera goLITE BLU i ditt synfält – du behöver inte titta rakt in i ljuset. Om du använder energilampan goLITE BLU i minst 15 minuter kan du på naturlig väg förbättra ditt humör och din energinivå när du behöver det. Det är även helt säkert att använda den längre än så. Om du använder den regelbundet varje morgon under vintermånaderna kan du motverka symptom på vintertrötthet.

Kan användas varsomhelst




Kompakt design, förvaringsväska, laddningsbart batteri och internationella adapttrar gör goLITE BLU enkel att använda, förvara och ta med sig på resan.

Justerbar timer och ljusintensitet



Ställ in timern efter behov (1–60 min.) med hjälp av pekskärmen, och välj rätt ljusstyrka bland de fyra nivåerna med hjälp av dimmern. Ställ in larret för behandlingstiden så att du inte missar din dos av blått ljus.

LED-lampor med lång livslängd



De tåliga LED-lamporna i energilampan goLITE BLU kan användas 30 minuter per dag i 50 år utan att förlora sin verkan.

Fri från UV-strålning



Det rena, blå ljuset ger dig mer energi på naturlig väg, precis som en solig dag, men utan riskerna med UV-strålning från solen.

Specifikationer

Välbefinnande med ljus

Bekämpa vintertröttheten
Öka energinivån
Bli piggare
Bekämpa jetlag

Behagligt ljus

Särskilt blått ljus
Dimmer för ljusintensitet: Ja, fyra nivåer
Avancerad diffusionsoptik
Brett behandlingsfält

Lättanvänd

Bakgrundsbelyst pekskärm
Inbyggd klocka
På/av-knapp
Pausfunktion
Påminnelser för behandling
Behandlingstimer: 0-60 min

Bärbar

Liten, kompakt design
Inbyggt laddningsbart batteri
Internationella nätadapterar
Skyddsfodral medföljer

Medicinsk utrustning

Direktiv om medicintekniska produkter:
2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Säkerhet och regler

CE 0344-certifierad
I enlighet med IEC 60601-1 Ed. 3
Inte för allmän belysning
UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning

Tekniska specifikationer

Effekt: 12 W
Volt: 100-240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Typ av lampor: LED
Livslängd för lampor: 10 000 timmar
Sladdlängd: 180 cm

Vikt och mått

Produktstorlek: 14 x 14 x 2,5 cm
Produktvikt: 0,4 kg
Förpackningsstorlek (BxHxD): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
Förpackningens vikt: 0,9 kg
Huvudkartong: 2

Logistisk information

Ursprungsland: Kina
CTV-kod: 884333001

