

# PHILIPS

Elektrický zubní kartáček  
s technologií SenseIQ

Prestige 9900

Náš nejchytřejší zubní kartáček

SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se,  
pečuje

Hlavice kartáčku A3 Sonicare  
Prestige

Aplikace Sonicare využívající  
umělou inteligenci



HX9992/12



## Výjimečná péče přizpůsobená vašim potřebám s technologií SenseIQ

Sonicare Prestige s technologií SenseIQ je náš nejchytřejší elektrický zubní kartáček. Díky personalizovaným funkcím vás vždy dostane. Dosáhněte komplexní péče za pomoci naší osvědčené sonické technologie využívající umělou inteligenci, která vnímá a přizpůsobuje se.

### S technologií SenseIQ to bude vždy správně

- SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se a pečuje
- Snímá váš styl čištění
- Přizpůsobí se vám v reálném čase i v případě přílišného tlaku při čištění
- Intuitivně pečuje o zuby a dásně
- Zpětná vazba k čištění zubů v reálném čase

### Přizpůsobené čištění bez kompromisů

- Hlavice kartáčku Sonicare Prestige odstraňující vyzrálý plak, pigmentace a zajišťující šetrnou péči o dásně
- Individuální pokyny na míru z aplikace Philips Sonicare
- Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění

### Navrženo pro vás


- Elegantní a kompaktní design

### Prvotřídní příslušenství

- Cestovní pouzdro Prestige s USB portem pro nabíjení během vašich cest
- Snadné nabíjení díky minimalistické nabíjecí základně


# Přednosti

## Technologie SenseIQ



Při čištění snímá technologie SenseIQ tlak, pohyb, pokrytí vyčištěných míst a další parametry až 100x za sekundu. Poté upraví intenzitu, pokud na kartáček příliš tlačíte. Díky umělé inteligenci technologie SenseIQ nemusíte při čištění spoléhat na pouhý odhad správné techniky čištění, takže si v průběhu času můžete užít snadnou péči a lepší čištění zubů.

## Hlavice kartáčku Sonicare Prestige



Čistíte si zuby bez kompromisů s hlavicí kartáčku A3 Philips Sonicare Prestige. Naše historicky nejlepší hlavice má šikmo střižená vlákna, která pomáhají odstranit až 20x více plaku i na těžko přístupných místech\*. Vlákna s konečky střiženými do tvaru trojúhelníku slouží k odstranění až o 100 % více skvrn za méně než dva dny\*\*\*. A delší vlákna čistí důkladně dásně, které jsou až 15x zdravější za pouhé dva týdny\*\*. To vše bez výměny kartáčkové hlavice. Věděli jste, že kartáčkové hlavice jsou po 3 měsících používání méně účinné? Funkce BrushSync™ vám může připomenout, že je téměř čas na jejich výměnu.

## Individuální pokyny na míru



Aplikace Philips Sonicare je vybavena umělou inteligencí a funguje v dokonalé harmonii se zubním kartáčkem. Můžete ji použít k čištění s vedením v reálném čase v oblasti tlaku, pohybu, pokrytí vyčištěných míst, tvání a frekvence. Prohlédněte si zprávy o vašem pokroku v průběhu dne, týdne, měsíce a roku. Získejte individuální doporučení a praktické kroky pro lepší čištění zubů. Automatická synchronizace pak udržuje data o čištění v aplikaci aktuální, i když nemáte aplikaci při čištění zubů po svém boku.

## Snímá váš styl čištění



Při čištění využívá kartáček Philips Sonicare Prestige senzory ke zjištění tlaku, který vyvíjíte, pohybu a pokrytí vyčištěných míst – až 100x za sekundu. Senzory také hlídají, jak dlouho a jak často si zuby čistíte.

## Přizpůsobí se vám v reálném čase



Většina z nás vyvíjí při čištění příliš velký tlak. Proto náš zubní kartáček automaticky upraví intenzitu, když na něj zatlačíte příliš silně. A díky bezplatné aplikaci Philips Sonicare si

můžete vyzkoušet pokyny a individuální doporučení, které vám pomohou posunout čištění zubů na vyšší úroveň.

## Pečujte o zdraví vašich úst




Zubní kartáček Philips Sonicare Prestige je navržen vám na míru. Jeho nejmodernější technologie je tak v souladu s vámi a používá se tak snadno, že o ní ani nevíte. Výsledky naštestí mluví za vše.

## Osvědčené sonické čištění



Odstraňte zubní plak sonickou technologií – našim měřítkem efektivního a jemného čištění. Během čištění vám až 62 000 pohybů vláken za minutu, která vytváří efekt dynamické vlny, pomohou vyčistit i těžko přístupná místa, takže v ústech budete mít pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

## Zpětná vazba v reálném čase



Vy si možná nevšimnete, že při čištění příliš tlačíte nebo jste začali zuby drhnout, ale zubní kartáček to zaznamená. Světelný kroužek na konci rukojeti vás jemně upozorní, abyste zmírnili tlak nebo omezili drhnutí.

# Specifikace

## Technologie SenseIQ

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš velký tlak čištění

**Polohový senzor:** Sleduje pokrytí vyčištěných míst, při každém čištění zubů

**Senzor drhnutí:** Návod na redukci drhnutí

**Adaptivní intenzita:** Slouží k nastavení úrovně intenzity, když je tlak příliš vysoký

**3D mapa ústní dutiny:** Upozorní na opomenuté oblasti

**Umělá inteligence:** Detekuje a synchronizuje čištění

## Balení obsahuje

**Rukojeť:** 1 Sonicare Prestige

**Kartáčkové hlavice:** 1 A3 Philips Sonicare Prestige

**Nabíjecí pouzdro Prestige s USB portem:** 1

**Základna nabíječky:** 1

**USB kabel:** 1

## Možnosti připojení

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

## Kompatibilita

**Kompatibilita se systémem Android:** Android OS 8.0 nebo vyšší

**Kompatibilita se systémy iOS:** Zařízení iPhone se systémem iOS 13.0 nebo novějším

## Aplikace Sonicare s umělou inteligencí

**Rady v reálném čase:** Osobní doporučení, Zpráva o pokroku za den/měsíc/rok

**Přizpůsobitelné režimy:** Clean, White+, Gum health, Deep Clean, Sensitive

## Design a provedení

**Barva:** Midnight Blue

## Výkon čištění

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Výkon:** Odstraňuje až 20x více plaku\*

**Přínos pro zdraví:** Až 15x zdravější dásně\*\*

**Odstranění pigmentací:** Až o 100 % méně skvrn\*\*\*

**Kontrola tlaku:** Fialové zbarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Zpětná vazba k drhnutí:** Oranžové zbarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění,

Možnost zapnutí/vypnutí v aplikaci

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

## Snadné použití

**Rukojeť:** Elegantní a kompaktní design,, Dotykové ovládání pomocí tlačítka bez mezery

**cestovní pouzdro:** Elegantní, kompaktní nabíjecí pouzdro, Kůže vhodná pro vegany

**Kompatibilita s tělem kartáčku:** Zacvakávací kartáčková hlavice

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Ikona připomenutí se rozsvítí, pro nejlepší výsledky při každém použití

**Indikátor baterie:** Rozsvícená ikona indikátoru

## Technické údaje

**Baterie:** Nabíjecí

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 2+ týdnů\*\*\*\*

## Spotřeba

**Napájení:** 110–220 V

## Servis

**Záruka:** 2letá omezená záruka



\* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\* oproti manuálnímu zubnímu kartáčku za 6 týdnů

\*\*\* v laboratorním testu oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

\*\*\*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění ve standardním režimu