

PHILIPS

EnergyLight goLITE BLU



HF3320



Ricaricati di energia tutto il giorno in maniera naturale

La Philips goLITE BLU è una lampada compatta e portatile che produce luce blu simile a quella di un cielo estivo. È noto che questo tipo di luce consente di aumentare i livelli energetici quando se ne ha bisogno e di combattere la depressione invernale.

Aumenta i livelli energetici e combatte la depressione invernale

- Utilizza una particolare luce blu simile a quella di un cielo azzurro
- Aiuta ad alleviare i sintomi della depressione invernale
- Consente di aumentare i livelli di energia

Comoda e facile da usare

- Per beneficiare degli effetti positivi, è sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al giorno
- Semplice controllo del timer e dell'intensità
- Luci a LED durature
- Luce blu completamente priva di UV

Effetti benefici garantiti

- Una ricerca indipendente mostra un aumento del livello di energia presso i consumatori
- Testata clinicamente* per migliorare l'umore e l'energia
- 100 anni di esperienza Philips nella tecnologia dell'illuminazione

In evidenza

Luce blu naturale



La goLITE BLU EnergyLight produce un tipo particolare di luce blu pura che si forma naturalmente nelle giornate cristalline molto soleggiate. I ricettori speciali degli occhi assorbono questa luce blu che ti fa sentire pieno di energia quando serve.

Combatte la depressione invernale



Nei paesi con inverni lunghi, in molte persone si verifica perdita di energia e vitalità per la mancanza di esposizione alla luce. Questa condizione, che ha inizio in autunno e prosegue per diverse settimane, viene denominata depressione invernale. Philips goLITE BLU allevia in modo semplice e naturale tali sintomi e ripristina i livelli energetici e l'umore dell'estate.


Aumenta i livelli energetici



Il nostro stile di vita frenetico richiede molte energie e noi vogliamo essere sempre al top, sia al lavoro che nella vita privata. A volte, però, siamo giù di tono o perdiamo colpi durante la giornata. Utilizzando la goLITE BLU


in qualunque momento della giornata potrai aumentare il tuo livello di energia e di reattività in modo naturale.

È sufficiente un utilizzo di 15-45 minuti al giorno



Basta posizionare goLITE BLU entro il tuo campo visivo senza bisogno di guardare direttamente la luce. L'utilizzo di goLITE BLU EnergyLight per almeno 15 minuti produce un miglioramento naturale dell'umore e del livello di energia in qualunque momento tu ne senta il bisogno. L'utilizzo per periodi più lunghi è del tutto sicuro. Usalo ogni mattina durante i mesi freddi per alleviare i sintomi della depressione invernale.

Timer e dimmer semplici



Imposta il timer secondo le tue esigenze su 15, 30, 45, 60 minuti e scegli la giusta luminosità selezionando uno dei tre livelli del dimmer.

LED a lunga durata




I LED a lunga durata della goLITE BLU possono essere utilizzati per 30 minuti al giorno per 50 anni, senza perdere efficacia.

Senza UV



La luce blu pura incrementa naturalmente la tua energia come nelle giornate soleggiate, ma senza i raggi UV associati alla luce solare.

Miglioramento dei livelli di energia



Ricerche indipendenti mostrano che il 70% dei consumatori registra un miglioramento del livello di energia dopo due settimane di uso. Bzz Agent UK 2011; n = 823

Testata clinicamente*



Testata clinicamente* per combattere la depressione invernale e incrementare i livelli di energia.

Esperienza Philips



Creata da Philips, leader nella tecnologia dell'illuminazione da oltre 100 anni.

Specifiche

Benessere con l'aiuto della luce

Combatti la depressione invernale
Aumenta il livello di energia
Aumenta la reattività

Luce confortevole

Speciale luce blu
Regolatore di intensità luminosa: Sì, 3 livelli
Gruppo ottico a diffusione avanzata
Ampia area di trattamento

Semplicità d'uso

Pulsante on/off
Timer durata trattamento: 15, 30, 45, 60 min

Portatile

Design piccolo e compatto
Con filo

Apparecchio Medicale

Direttiva per dispositivi medicali:
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Sicurezza

Protezione UV: Radiazioni UV assenti o minime
Conforme a IEC 60601-1 Ed. 3
Certificata CE 0344

Specifiche tecniche

Assorbimento: 5,4 W
Voltaggio: 100-240 V
Frequenza: 50/60 Hz

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Tipo di lampade: LED

Durata delle lampade: 10.000 ore

Lunghezza cavo: 240 cm

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 14 x 14 x 2,5 cm

Peso del prodotto: 0,3 Kg

Dimensioni confezione (L x A x P): 17 x 18 x 10,5 cm

Peso confezione: 0,5 Kg

Scatola principale: 2

Dati logistici

Paese di origine: Cina

Codice CTV: 884332001

