

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

HealthyWhite

2 moduri

2 capete de periere



HX6762/43



Dinți mai albi, mai sănătoși

Periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Toți apreciază un zâmbet strălucitor și alb. Lasă albul natural al dinților tăi să strălucească. S-a demonstrat că periuța de dinți electrică HealthyWhite îndepărtează petele de zi cu zi în numai două săptămâni dacă se utilizează în mod regulat modul Clean & White.



S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Dinți mai albi în mod natural cu ajutorul tehnologiei sonice
- Siguranță și delicatețe dovedite clinic

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat
- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă

Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare
- Mod Clean and White: s-a demonstrat că îndepărtează petele
- Mod Clean: mod standard 2 minute

Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate



asimpleswitch.com

Repere

Tehnologie Sonică




A acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Dinți mai albi în mod natural



S-a dovedit că acțiunea de curățare dinamică a acestei periuțe de dinți și contactul direct mai larg cu fiecare dinte îndepărtează petele de zi cu zi pentru a menține albul natural al dinților.

Sigură și delicată




Periuța ta electrică de dinți Philips Sonicare poate fi utilizată în siguranță pe: aparate dentare (capetele de periere se uzează mai rapid când sunt utilizate pe aparate dentare), lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și pungi parodontale.

SmarTimer




Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

Mod Clean and White



2 minute în modul Clean cu 30 de secunde suplimentare în modul White pentru a te concentra asupra dinților vizibili din față. Îndepărtează petele de zi cu zi, precum cafeaua, ceaiul, tutunul și vinul roșu. Albește dinții cu 2 nuanțe în numai 2 săptămâni.*

Mod Clean

Pentru curățare zilnică excepțională. Contribuie la menținerea tratamentelor de albire.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere ecologic, în unul sau mai multe domenii de interes pentru Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Clean & White: Mod Clean 2 min. + Mod White 30 sec.

Articole incluse

Mâner: 1 HealthyWhite

Capete de periere: 1 ProResults standard, 1 DiamondClean standard

Încărcător: 1

Design și finisaj

Culoare: Roz

Performanță de curățare

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Îndepărtează până la 90% din pete*

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

Beneficii de albire: Albește dinții cu până la 2 nuanțe

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Ușor de utilizat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design plat, ergonomic, Mâner din cauciuc pentru manevrare ușoară

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Service

Garanție: Garanție 2 ani

