

PHILIPS

energielamp

goLITE BLU

oplaadbaar

internationale stroomadapters



HF3330



Meer energie

de hele dag door en op natuurlijke wijze

De Philips goLITE BLU is een draagbare, compacte energielamp die een helder blauw licht verspreidt dat aan een zomerdag doet denken. Dit soort licht staat erom bekend dat het u op elk gewenst moment energie geeft en is een uitstekende remedie tegen de winterblues.

Geeft meer energie en gaat de winterblues tegen

- Maakt gebruik van speciaal blauw licht, zoals een heldere, zonnige hemel
- Helpt de symptomen van de winterblues te bestrijden
- Geeft meer energie
- Vermindert vermoeidheid door jetlags

Eenvoudig, handig en comfortabel in het gebruik

- Met slechts 15-45 minuten per dag merkt u het resultaat
- Handig draagbaar en oplaadbaar
- Aanraakscherm met achtergrondverlichting om timer en lichtintensiteit aan te passen
- Extra duurzame LED-lampen
- 100% UV-vrij blauw licht

Bewezen voordelen

- Onafhankelijk onderzoek laat een verbeterd energieniveau zien bij gebruikers
- Klinisch bewezen*: verbetert het humeur en geeft meer energie
- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie

Kenmerken

Natuurlijk blauw licht



De goLITE BLU-energielamp produceert een speciaal soort blauw licht dat op zeer zonnige, heldere dagen van nature aanwezig is. Speciale receptoren in de ogen absorberen dit blauwe licht, waardoor u zich op elk gewenst moment energiek voelt.

Gaat de winterblues tegen



In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues begint meestal in de herfst en kan enkele weken duren. Met de goLITE BLU van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

Geeft meer energie




In de drukte van het dagelijkse leven wordt er veel van ons gevraagd. We willen zowel op ons werk als thuis optimaal presteren. Soms

merken we dat we gedurende de dag een beetje inzakken. Door – op een moment van uw keuze – de goLITE BLU te gebruiken, wordt u op natuurlijke wijze energiever en alerter.

Helpt tegen jetlag

Veel mensen die reizen, hebben na een lange vlucht last van een jetlag. Wanneer u tijdens de klachten de goLITE BLU gebruikt, krijgt u op natuurlijke wijze meer energie. Bovendien kan het gebruik van de goLITE BLU u helpen uw lichaam aan de nieuwe tijdzone aan te passen.

15-45 minuten per dag te gebruiken




Plaats de goLITE BLU in uw gezichtsveld; u hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken. Wanneer u de goLITE BLU-energielamp 15 minuten of langer gebruikt, verbetert u op natuurlijke wijze uw stemming en energieniveau wanneer u dat nodig hebt. Langer gebruik is absoluut veilig. Wanneer u het apparaat tijdens de wintermaanden elke ochtend gebruikt, nemen de klachten van de winterblues af.

Overal te gebruiken



Dankzij het compacte ontwerp, de opbergtas, de oplaadbare batterij en de internationale adapters kunt u de goLITE BLU eenvoudig gebruiken, opbergen en meenemen op reis.

Instelbare timer en intensiteit



U kunt de timer via het aanraakscherm aan uw wensen aanpassen (1 tot 60 minuten). Met de dimmer kunt u kiezen uit een van de 4 helderheidsniveaus. Wanneer u een herinnering instelt voor de tijd van de behandeling, weet u zeker dat u geen enkele lichtsessie mist.

Duurzame LED's



De duurzame LED-lampen van de goLITE BLU kunnen 50 jaar lang gedurende 30 minuten per dag worden gebruikt zonder dat de kracht afneemt.

UV-vrij



Het heldere, blauwe licht geeft u op natuurlijke wijze meer energie. Het effect is hetzelfde als op een zonnige dag, maar dan zonder de schadelijke UV-stralen van zonlicht.

Specificaties

Beter welzijn door licht

Biedt weerstand tegen de winterblues
Verhoogt het energieniveau
Verhoogt uw alertheid
Biedt weerstand tegen jetlags

Comfortabele lamp

Speciaal blauw licht
Dimmer voor de lichtintensiteit: Ja, 4 niveaus
Geavanceerde diffusie-optica
Breed behandelingsveld

Eenvoudig te gebruiken

Aanraakscherm met achtergrondverlichting
Ingebouwde klok
Aan/uit-schakelaar
Pauzefunctie
Alarm voor behandelingsherinnering
Behandelingstimer: 0 - 60 min.

Draagbaar

Klein, compact ontwerp
Interne oplaadbare batterij
Internationale stroomadapters
Inclusief beschermende draagtas

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Veiligheid

Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
Zonder UV-stralen: Geen UV- of bijna-UV-straling

Technische specificaties

Vermogen: 12 W
Voltage: 100-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Type lampen: LED

Levensduur van lampen: 10.000 uur
Snoerlengte: 180 cm

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen: 14 x 14 x 2,5 cm
Gewicht: 0,4 kg
Afmetingen doos (b x h x d): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
Gewicht doos: 0,9 kg
Hoofddoos: 2

Logistieke gegevens

Land van herkomst: China
CTV-code: 884333003

