



Philips  
Wake-up Light

Hnědočerný

HF3462



Světlo vás vzbudí přirozeně



Intenzita světla 400 luxů



Tři přírodní zvuky nebo přátelské pípnutí



VKV rádio s digitálním laděním

Philips - odborník na osvětlení

## Vykročte do nového dne příjemně

Světlo, které vás přirozeně vzbudí

Světelný budík Wake-up Light vás probudí lehce a přirozeně, abyste měli tolik energie jako v neděli ráno. Vycházejí ze stoleté zkušenosti společnosti Philips s výrobou světel, nabízí Wake-up Light zdravotně prověřené výhody.

### Světlo vás vzbudí přirozeně

- Postupně sílí světlo pozitivně ovlivňuje hormony odpovědné za váš energetický náboj

### Intenzita světla

- Až 400 luxů pro přirozené buzení i pohodlné čtení

### Přirozené zvuky při probouzení

- Tři přírodní zvuky nebo přátelské pípnutí

### Vzbud'te se obklopeni zvukem oblíbeného rádia

- VKV rádio s digitálním laděním

### Philips - odborník na osvětlení

- 100 let zkušeností s osvětlením

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Technické údaje

- Spotřeba: 100 W
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Typ lamp: 1 žárovka Philips
- Životnost lamp: 1000 hodin (snadná výměna)
- Izolace: třída II (dvojitá izolace)
- Délka šňůry: 3 m

### Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku: 13,5 x 20,0 x 30,0 (H x Š x V) cm
- Hmotnost výrobku: 1,5 kg
- Rozměry balení F: 16,0 x 21,0 x 32,0 (H x Š x V) cm
- Hmotnost balení F-box: 2,1 kg
- Počet balení F v balení A: 3 ks
- Rozměry balení A: 22,5 x 49,5 x 34,1 (H x Š x V) cm
- Hmotnost balení A-box: 7,8 kg
- Množství na Euro paletě: 126 ks

### Logistické údaje

- Kód CTV: 884346220000
- Země původu: Čína

### Bezpečnost

- Bez UV záření: Bez UV záření
- Certifikace Cenelec: Ano

### Snadné použití

- Tlačítko pro rychlé zapnutí a vypnutí: Ano
- Tlačítko funkce Snooze pro zvuk i světlo: 9 minuta(y)
- Tlačítko pro rychlou kontrolu (90 s): kontrola intenzity světla a hlasitosti zvuku pro příští ráno za 90 s
- Kompaktní velikost: je třeba jen trochu místa na nočním stolku (13,5 x 20 cm)
- Funkce zálohování při výpadku elektřiny: 5 minuta(y)
- Protiskluzové gumové nožičky: Ano

### Lékařský přístroj

- Prokázaný přínos pro zdraví: podporováno na základě certifikace podle směrnice Medical Device Directive

### Světlo

- Žárovka Wake-up Light se spektrem přirozeného denního světla: 100 W
- Proces simulace svítání (0-zvolená intenzita): 30 minuta(y)
- Světlo pro pohodlné čtení: 400 luxů na 40-50 cm
- Snižovač intenzity světla: 0-400 luxů na 40-50 cm
- Funkce zapnutí a vypnutí světla: Ano

### Zvuk

- Zvuky budíku: 3 přirozené zvuky (ranní ptáci, mořské pobřeží, rybník), přátelské budicí pípnutí, vaše oblíbená digitální stanice rádia VKV
- Funkce vypnutí zvuku: možnost okamžitě vypnout zvuk
- Prvotřídní reproduktor: 2 W
- VKV rádio s digitálním laděním: Ano

### Displej

- Snadno čitelný displej LCD: 50 x 50 mm
- Ovládání jasu displeje: 3 nastavení (nízký, střední, vysoký)

## Zvýraznění výrobku

### Světlo vás vzbudí přirozeně

Světlo postupně zesiluje po dobu 30 minut před nastaveným časem buzení. Světlo dopadá na tvář a pozitivně ovlivňuje hormony odpovědné za energetický náboj těla a připravuje vás na probuzení. Díky tomu se budíte s příjemnějšími pocity.

### Intenzita světla 400 luxů

Wake-up Light (HF 3461) nabízí intenzitu světla až 400 luxů. Bylo klinicky dokázáno, že abyste se po probuzení cítili nabití energií, potřebuje vaše tělo až 250 luxů k ovlivnění patřičných hormonů. Pohodlné čtení pak vyžaduje úroveň světla 300 až 400 luxů.

### Tři přirodní zvuky nebo přátelské pípnutí

V době nastaveného buzení uslyšíte zvuk přírody anebo přátelské pípnutí, podle svého vkusu. Zvuk je nejprve tichý a teprve za minutu a půl dosáhne zvolené hlasitosti. K dispozici je volba ze tří zvuků přírody: zpěv ptáků v ranním lese, vlny na mořské pláži anebo žába a kachna v rybníčku. Postupně zesilující zvuk zajistí příjemné a šetrné probuzení a zabrání tomu, abyste se vzbudili příliš náhle. Když zvuk dosáhne zvolené hlasitosti, snadno vstanete z postele.

### VKV rádio s digitálním laděním

Vestavěné rádio VKV vám umožní se každé ráno vzbudit u svých oblíbených písni nebo zpravodajské stanice. Stačí vybrat oblíbenou rádiovou stanici a ta začne hrát v nastavené době buzení. Nejprve zazní jemně a postupně bude zvuk během devadesáti sekund zesilovat na zvolenou úroveň hlasitosti.

### Philips - odborník na osvětlení

Společnost Philips je přední světový výrobce v oblasti osvětlovacích technologií. S více než 100 lety zkušeností v této oblasti je společnost Philips skutečným odborníkem v oblasti osvětlení a účinků světla na lidské tělo. Světlo Wake-up Light využívá všech těchto poznatků a přináší účelný, technologicky vyspělý a snadno použitelný výrobek, který zlepší duševní pohodu mnoha lidí.

### Podporováno na základě směrnice Medical Device Directive (MDD)

U tohoto přístroje byl prokázán přínos pro zdraví, jak potvrzuje certifikace podle směrnice Medical Device Directive (MDD).

