

PHILIPS

EnergyLight



HF3308



Voel u fit

als op een zomerdag

Speciale lichtapparatuur die u het nodige daglicht én de nodige energie geeft, ongeacht het seizoen, zonder dat uw dagelijkse routine wordt verstoord.

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

- Originele Philips EnergyLight-lampen

Eenvoudig instelbaar naar persoonlijke voorkeur

- Instelbare hoek

Veilig in gebruik

- Zonder UV-stralen

Bewezen gezondheidsvoordelen


- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



asimpleswitch.com

Kenmerken

Originele Philips EnergyLight-lampen



De EnergyLight is voorzien van originele Philips EnergyLight-lampen die zorgen voor licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. Deze lampen bieden maximaal 10.000 lux, maar dan zonder onaangename schittering of verblinding. Als u de EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt (u hoeft niet de hele tijd in de lamp te staren) met een licht intensiteit van 10.000 lux, dan merkt u al na 5 dagen een verbetering in uw energieniveau en stemming.

Instelbare hoek



Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

Zonder UV-stralen



De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 72 W
Voltage: 220/230
Frequentie: 50/60 Hz
Type lampen: 2PL-L 36-W Philips-EnergyLight
Levensduur van lampen: 10.000
Type ballast: HF-K 236TLD (hoge frequentie)
Ballastfrequentie: 42.000 kHz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Snoerlengte: 3 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
Gewicht van het product: 3,5 kg
Afmetingen F-box (= A-box): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H x D) cm
Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg
Aant. op Europallet: 30 (UK 39) stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 884330801000
Land van herkomst: Duitsland

Veiligheid

Zonder UV-stralen: komen er geen UV-stralen door het filterscherm
Geen trillingen: om hoofdpijn te voorkomen die ontstaat bij een hoge frequentie
Cenelec-gecertificeerd

Eenvoudig te gebruiken

Gebruikersprotocol op product: Geeft de gebruiksduur op een bepaalde afstand aan
Aan/uit-schakelaar

Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

Origineel Philips-EnergyLight: lampen: 10.000 lux bij 20 cm, 2500 lux bij 60 cm

Eenvoudig instelbaar

Instelbare hoek: 20 graden
Compact formaat: 18 x 33 (D x B) cm

Tevredenheidsindicator

94% tevreden gebruikers

Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen

