

PHILIPS

Wake-up Light



HF3461



Empiece el día de forma agradable

La luz que le despierta de forma natural

Wake-up Light le despierta de forma natural y agradable, para que cada mañana pueda levantarse lleno de energía. Basándose en los 100 años de experiencia de Philips en iluminación, Wake-up Light le ofrece beneficios para la salud médicamente probados.

La luz te despierta de forma natural

- La luz gradual afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía

Intensidad de la luz

- Hasta 400 lux para un despertar natural. También le permite leer.

Sonidos naturales para despertarte

- Tres sonidos naturales o un pitido agradable

Despiértate con tu emisora de radio favorita

- Radio digital FM

Philips: expertos en iluminación

- 100 años como expertos en iluminación

Destacados

La luz te despierta de forma natural



La luz va aumentando gradualmente su intensidad durante los 30 minutos anteriores a la hora de despertarse. La luz llega a los ojos y afecta positivamente a las hormonas que regulan la energía, preparando así al cuerpo para que se despierte. De este modo, despertar se convierte en una sensación mucho más agradable.

Intensidad de la luz de 400 lux



Wake-up Light (modelo HF 3461) ofrece una intensidad de luz de hasta 400 lux. Se ha comprobado clínicamente que las personas necesitan hasta 250 lux para influir en las hormonas que regulan la energía de tal manera que puedan levantarse llenas de energía. Para leer sin dificultad se necesita un nivel de luz entre 300 y 400 lux.

Tres sonidos naturales o un pitido agradable



A la hora fijada para despertarse, comenzará a oír un sonido natural o, si lo prefiere, un pitido agradable. Comienza de forma suave y en un minuto y medio alcanza el volumen que haya seleccionado. Puede elegir uno de los tres sonidos naturales: pájaros por la mañana en el bosque, oleaje de la playa, o la rana y el pato en el estanque. El sonido va aumentando gradualmente, haciendo que el despertar resulte agradable y suave, y evitando un despertar brusco. Cuando el sonido alcance el nivel de volumen seleccionado, salir de la cama le resultará más fácil.

Radio digital FM



La radio FM digital integrada te permite despertarte escuchando tus canciones o emisora favoritas cada mañana. Sólo tienes

que seleccionar tu emisora de radio favorita, y ésta comenzará a sonar a la hora fijada para despertarte, suavemente al principio, y aumentando gradualmente el volumen durante 90 segundos hasta alcanzar el nivel que hayas seleccionado.

Philips: expertos en iluminación

Philips es líder mundial en tecnología de iluminación. Con más de 100 años de experiencia en este campo, Philips es un auténtico experto en luz y sus efectos sobre el cuerpo humano. La luz-despertador combina toda esta experiencia en un producto útil, tecnológicamente avanzado y fácil de usar, que aportará bienestar a la vida de muchas personas.

Certificado de la Directiva europea de dispositivos médicos (MDD)



Este dispositivo es beneficioso para la salud, como certifica la Directiva europea sobre dispositivos médicos (MDD).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 100 W

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de lámparas: 1 lámpara incandescente

Philips

Vida útil de las lámparas: 1000 horas (fácil de sustituir)

Aislamiento: clase II (doble aislamiento)

Longitud del cable: 3 m

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto: 13,5 x 20 x 30 (largo x ancho x alto) cm

Peso del producto: 1,5 kg

Dimensiones de caja unitaria: 16 x 21 x 32

(largo x ancho x alto) cm

Peso de caja unitaria: 2,1 kg

Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 3 uds

Dimensiones de unidad de embalaje: 22,5 x 49,5 x 34,1 (largo x ancho x alto) cm

Peso de unidad de embalaje: 7,8 kg

Cantidad en palé europeo: 126 uds

Datos logísticos

Código CTV: 884346101000

País de origen: China

Seguridad

Sin ultravioleta: sin radiación ultravioleta

Certificado Cenelec

Fácil de usar

Botón de encendido/apagado rápido

Botón de repetición de alarma para sonido:

9 minuto(s)

Función de comprobación rápida (90 seg.): comprueba los niveles de luz y sonido del despertador en 90 seg.

Tamaño compacto: se necesita un espacio limitado en la mesilla de noche (13,5 x 20 cm)

Función de reserva de electricidad:

5 minuto(s)

Pies de goma antideslizantes

Aparato médico

Beneficios para la salud demostrados: con certificado de la Directiva sobre Dispositivos Médicos

Luz

Lámpara para luz-despertador con espectro de luz del día natural: 100 W

Proceso de simulación del amanecer (0-: 30 minuto(s)

Luz para leer: 400 lux a 40-50 cm

Regulador de intensidad luminosa: 0-400 lux a 40-50 cm

Funciones de encendido/apagado de la luz

Sonido

Sonido de despertador: 3 sonidos naturales (pájaros por la mañana, orilla del mar, el estanque), pitido agradable para despertarse, su emisora de radio FM digital favorita

Función de silenciamiento del sonido: opción para silenciar el sonido inmediatamente

Excelente caja acústica: 2 W

Radio digital FM

Pantalla

Pantalla LCD de fácil lectura: 50 x 50 mm

Control de brillo de la pantalla: 3 posiciones (bajo, medio, alto)

