

PHILIPS

EnergyLight



HF3308



Le plein d'énergie

comme lors d'une journée ensoleillée

Appareil d'éclairage spécial qui vous offre la lumière naturelle et l'énergie dont vous avez besoin, quelle que soit la saison, à tout moment de la journée.

Le plein d'énergie en seulement 30 minutes environ par jour

- Lampes Philips EnergyLight

Positionnement simple selon vos préférences

- Angle réglable

Utilisation sûre


- Sans UV

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Points forts

Lampes Philips EnergyLight



L'EnergyLight est dotée de lampes Philips EnergyLight, qui produisent de la lumière avec une intensité et une qualité quasi identiques à la lumière diurne naturelle. En fait, elle vous offre jusqu'à 10 000 lux, sans aucun scintillement ni reflet désagréable. Si vous utilisez l'EnergyLight pendant 30 minutes par jour (il est inutile de fixer la lampe pendant toute la séance) à une intensité lumineuse de 10 000 lux, vous vous sentirez revitalisé après seulement 5 jours d'utilisation.

Angle réglable



L'appareil peut être placé selon l'angle de votre choix.

Sans UV



L'EnergyLight utilise tout le spectre de lumière diurne naturelle. Elle répond aux normes de sécurité européennes et possède un filtre UV, ce qui rend son utilisation entièrement fiable.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés par la directive relative aux dispositifs médicaux.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Puissance: 72 W
Tension: 220/230
Fréquence: 50/60 Hz
Type de lampes: Philips EnergyLight 2 PL-L 36 W
Durée de vie des lampes: 10,000
Type de ballast: HF-K 236TLD (haute fréquence)
Fréquence de fonctionnement du ballast: 42,000 kHz
Isolation: Classe II (double isolation)
Longueur du cordon: 3 m

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 33 x 57 x 18 (L x H x P) cm
Poids du produit: 3,5 kg
Dimensions de l'unité de vente (= unité d'emballage): 36 x 62,2 x 21,5 (L x H x P) cm
Poids de l'unité de vente (= unité d'emballage): 4,4 kg
Qté sur europalette: 30 (R.-U. : 39) Pièce(s)

Informations logistiques

Code CTV: 884330801000
Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

Sans UV: quasiment aucun rayonnement UV ne s'échappe du filtre
Scintillement limité: grâce au ballast haute fréquence permettant de limiter les maux de tête
Certification Cenelec

Facile à utiliser

Protocole utilisateur sur le produit: Indique le temps d'utilisation en fonction de la distance
Bouton marche/arrêt

Le plein d'énergie, en 30 petites minutes par jour

Philips EnergyLight: lampes : 10 000 lux à 20 cm, 2 500 lux à 60 cm

Positionnement simple

Angle réglable: 20 degrés
Taille compacte: 18 x 33 (P x l) cm

Indicateur de satisfaction

94 % d'utilisateurs satisfaits

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

