

PHILIPS

Éveil Lumière



HF3451/01



Commencez votre journée en pleine forme La lumière qui vous réveille naturellement

Réveillez-vous naturellement et avec autant d'énergie qu'un réveil estival grâce à l'Éveil Lumière. Fort de l'expérience acquise par Philips en matière d'éclairage depuis un siècle, l'Éveil Lumière prodigue des bienfaits cliniquement prouvés.

La lumière qui vous réveille naturellement

- L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

Intensité lumineuse

- Jusqu'à 300 Lux, pour un réveil naturel

Philips, expert en lumière

- 100 ans d'expérience en matière de lumière

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Caractéristiques

Spécificités techniques

Alimentation: 75 W

Tension: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Type de lampes: 1 lampe à incandescente

Philips

Durée de vie des lampes: 1 000 heures

(remplacement facile)

Isolation: classe II (double isolation)

Longueur du cordon: 3 m

Poids et dimensions

Dimensions du produit: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm

(P x l x H) cm

Poids du produit: 1,5 kg

Dimensions de l'unité de vente:

16,0 x 21,0 x 32,0 cm (P x l x H) cm

Poids de l'unité de vente: 2,1 kg

Nombre d'unités de vente par unité

d'emballage: 3 Pièce(s)

Dimensions de l'unité d'emballage:

22,5 x 49,5 x 34,1 cm (P x l x H) cm

Poids de l'unité d'emballage: 7,8 kg

Qté sur europalette: 126 Pièce(s)

Informations logistiques

Code CTV: 884345101000

Pays d'origine: Chine

Sécurité

Sans UV: aucun rayonnement UV

Certification Cenelec

Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt rapide

Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)

Fonction de vérification rapide (90 s):

vérification de la lumière matinale et du niveau sonore en 90 s environ

Taille compacte: espace minimal requis près du lit (13,5 x 20 cm)

Fonction de sauvegarde: 5 minute(s)

Pieds en caoutchouc antidérapants

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus: conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Lumière

Ampoule pour Éveil lumière avec spectre de lumière diurne naturelle: 75 W

Processus de simulation d'aube (de 0 à: 30 minute(s)

Lumière pour une lecture facilitée: 300 lux à 40 - 50 cm

Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 300 lux à 40 - 50 cm

Fonction d'activation/désactivation de la lumière

Son

Son pour le réveil: alarme douce et 1 son naturel (oiseaux du matin)

Fonction de désactivation du son: possibilité de couper le son

Caisse de résonance premium: 2 W

Afficheur

Écran LCD facile à lire: 50 x 50 mm

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

3 réglages (désactivé, intermédiaire, élevé)

Points forts

La lumière qui vous réveille naturellement



La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.

Intensité lumineuse de 300 Lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité lumineuse est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 300 Lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité lumineuse qui vous convient le mieux.

Philips, expert en lumière

Philips est un fer de lance mondial dans le domaine des technologies d'éclairage. Bénéficiant de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine, Philips est un véritable expert de la lumière et de ses effets sur le corps humain. Facile à utiliser, l'éveil lumière concentre toute cette expertise pour améliorer le bien-être d'un grand nombre de personnes.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.

