

PHILIPS

sonicare

Elektrische sonische tandenborstel met app

DiamondClean 9000

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van opzetborstels

4 poetsstanden, 3 sterktes

HX9917/88



Wittere en gezondere tanden voor altijd

Verwijder tot 100% meer vlekken***

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design

- Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol

Gebruikers van DiamondClean merken dat hun mondhygiëne verbetert

- Alles-in-één opzetborstel voor een complete verzorging
- Tot 7x gezonder tandvlees**** in slechts 2 weken

Laat de DiamondClean 9000 zich aanpassen aan uw behoeften

- Gepersonaliseerde poetservaring
- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Houd uw doelen vol met een gepersonaliseerd voortgangsrapport

- Gezonde gewoonten beginnen en vasthouden


Kenmerken

Premium alles-in-één opzetborstel



Poets zonder compromissen met de A3 Premium alles-in-één opzetborstel — onze beste borstel ooit. De borstelharen staan in een specifieke hoek en verwijderen zo tot wel 20x meer tandplak, zelfs op moeilijk bereikbare plekken*. Driehoekige uiteinden verwijderen tot 100% meer vlekken in minder dan twee dagen*** en de langere borstelharen zorgen voor een grondige reiniging van uw tandvlees, dat tot 15x gezonder wordt in slechts twee weken**. Een complete verzorging zonder van opzetborstel te hoeven veranderen. Wist u dat opzetborstels minder effectief worden na 3 maanden gebruik? Onze BrushSync™-functie kan u eraan herinneren wanneer het bijna tijd is om ze te vervangen.


Zorg voor uw tandvlees



Klik de G3 Premium Gum Care-opzetborstel op het handvat voor een gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat

met deze opzetborstel er 100% minder kans is op ontstoken tandvlees**** en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*****

Voortgangsrapport



De DiamondClean 9000 geeft u de begeleiding die u nodig hebt om gezonde poetsgewoonten te verbeteren en vast te houden tussen de tandartscontroles door. De ingebouwde slimme sensoren laten u weten wanneer u te hard poetst. Door uw tandenborstel aan de Sonicare-app te verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd voortgangsrapport dat u helpt om uw poetsgewoonten vast te houden en krijgt u een overzicht van uw verbeteringen.


4 poetsstanden, 3 sterktes



De DiamondClean 9000 heeft de standen Clean, White+, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, White+ is voor het verwijderen van tandaanslag, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief,

en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere voor een gevoelige mond.

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst, maar uw DiamondClean 9000 ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren en weet u dat u voorzichtiger moet zijn. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

BrushSync-koppeling van poetsstanden



Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de juiste stand en sterkte gebruikt voor de best mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de W3 Premium White-opzetborstel gebruikt, koppelt de BrushSync-technologie van uw DiamondClean 9000 uw opzetborstel automatisch aan de White+-stand om uw tanden witter te helpen maken.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

White+: Verwijdert oppervlaktevlekken

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean 9000

Opzetborstels: 1 A3 Premium alles-in-één, 1 Premium Gum Care

Oplaadglas: 1

Reisetui: Oplaadresetui met USB

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

W3 Premium White-opzetborstel: Koppelt met de White+-poetsstand

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot 20x meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 15x gezonder tandvlees**

Wittere tanden: Tot 100% minder vlekken***

Feedback bij te veel druk: Ring gaat paars branden, Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetscorrectie: Zorgt voor een 100% schoon gebit

Timer: BrushPacer en SmartTimer

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

Locatiesensor: Volgt het poetsen en zorgt voor een schoon gebit

Schrobsensor: Waarschuwt wanneer er te hard

wordt geschrobd

3D-mondkaart: Geeft probleemgebieden aan

Poetscorrectie: Voor het poetsen van overgeslagen tanden en kiezen

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklapbare opzetborstels

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen*****

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

