

PHILIPS

Energy Light

goLITE BLU



HF3320/01



Tunne itsesi energisemmäksi

Energiaa koko päiväksi, luonnollisesti

Philips goLITE BLU on kompakti, siirrettävä kirkasvalolaite, jonka sininen valo muistuttaa kirkkaan kesäpäivän taivasta. Juuri tämä valoterapian muoto tunnetaan luonnollisesti energiatasoa nostavasta vaikutuksestaan. Se auttaa aina kun tarvitset lisää energiaa ja helpottaa talvimasennusta.

Nostaa energiatasoa ja auttaa kaamosmasennukseen

- Erityinen sininen valo, joka on kuin selkeä aurinkoinen taivas
- Helpottaa kaamosmasennuksen oireita
- Auttaa nostamaan energiatasoa

Kätevä ja helppokäyttöinen

- Saat tuloksia vain 15–45 minuutin käytöllä päivässä.
- Helppokäyttöinen ajastin ja kirkkauden säätö
- Kestävät LED-valot
- Sininen valo, jossa ei ole lainkaan UV-säteilyä

Hyödyt on todistettu

- Riippumattomat kokeet osoittavat käyttäjien energiataason parantuneen
- Todistettu kliinisesti parantavan mielialaa ja nostavan energiatasoa
- 100 vuotta Philipsin valotekniikka-asiantuntemusta



asimpleswitch.com

Kohokohdat

Luonnollisen sininen valo




goLITE BLU -kirkasvalolaitte tuottaa tietynlaista puhtaan sinistä valoa, joka muistuttaa auringonvaloa selkeinä kesäpäivinä. Silmien reseptorit vastaanottavat tätä valoa, jonka avulla pysyt energisenä ja vireänä.

Auttaa kaamosmasennukseen



Maissa, joissa talvi on pitkä, monet tuntevat itsensä väsyneeksi ja haluttomaksi valon puutteen vuoksi. Näitä oireita sanotaan talvimasennukseksi. Ne alkavat tyypillisesti syksyllä ja voivat kestää useita viikkoja. Philips goLITE BLU on helppo ja luonnollinen tapa helpottaa oireita ja palauttaa kesäinen mieliala ja energiataso.

Nostaa energiatasoa



Kiireinen elämäntyyli on vaativa, ja haluamme olla parhaimmillamme sekä työssä että vapaa-ajalla. Joskus väsymme kesken päivän. Käyttämällä goLITE BLU -


kirkasvalolaitetta mihin tahansa aikaan päivästä voit nostaa energiatasoa ja lisätä vireyttäsi luonnollisesti.

Käytä 15–45 minuutin ajan päivässä



Sijoita goLITE BLU lähelle näkökenttääsi, valoon ei tarvitse katsoa suoraan. Käyttämällä goLITE BLU -kirkasvalolaitetta vähintään 15 minuutin ajan voit parantaa mielialaasi ja nostaa energiatasoa luonnollisesti aina tarpeen vaatiessa. Sen pidempikin käyttö on täysin turvallista. Säännöllinen käyttö jokaisena talviaamuna helpottaa talvimasennuksen oireita.

Helppokäyttöinen ajastin ja himmennin



Aseta ajastin tarpeen mukaan 15, 30, 45 tai 60 minuutiksi ja valitse himmentimellä jokin kolmesta kirkaustasosta.

Pitkäkestoiset LED-valot



goLITE BLU -kirkasvalolaitteen kestäviä LED-valoja voi käyttää 30 minuuttia päivittäin 50 vuoden ajan valotehon kärsimättä.

Ei UV-säteilyä



Puhdas sininen valo lisää energiaa luonnollisesti kuin aurinkoisena päivänä ilman auringonvaloon liittyvää ultraviolettisäteilyä.

Parantunut energiataso



Riippumaton tutkimus osoittaa, että 70 % käyttäjistä koki energiatasonsa parantuneen 2 viikon käytön jälkeen. Bzz Agent, Iso-Britannia 2011; n = 823



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Hyvinvointia valolla

Voita talvimasennus: KYLLÄ
Nosta energiatasoa: KYLLÄ
Lisää vireyttä: KYLLÄ

Miellyttävä valo

Eriytyinen sininen valo: KYLLÄ
Valotehon himmennin: Kyllä, 3 tasoa
Kehittyntä diffuusio-optiikkaa: KYLLÄ
Laaja hoitoalue: KYLLÄ

Helppokäyttöinen

Virtapainike: KYLLÄ
Hoitoajastin: 15, 30, 45, 60 min

Kannettava

Pieni ja kompakti muotoilu: KYLLÄ
Ainoastaan johdollinen käyttö: KYLLÄ

Terveydenhuoltolaite

Lääkintälaitedirektiivi: 2007/47/EY, MDD
93/42/ETA

Turvallisuus ja määräykset

CE 0344 -sertifioitu: KYLLÄ
IEC 60601-1 (Ed. 3) -sertifointi: KYLLÄ
Ei sovellu yleisvalaisuun: KYLLÄ
Ei UV-säteilyä: Ei UV-säteilyä tai vastaavaa

Tekniset tiedot

Virta: 5,4 W
Jännite: 100 - 240 V
Taajuus: 50/60 Hz

Lämmöneristys: II-luokka (kaksoiseristetty)
Lamppujen tyyppi: LED
Lamppujen käyttöikä: 10 000 tunti(a)
Johdon pituus: 150 cm

Paino ja mitat

Tuotteen mitat: 14 x 14 x 2,5 cm
Tuotteen paino: 0,3 kg
Pakkauksen mitat (LxKxS): 17 x 18 x 10,5 cm
Pakkauksen paino: 0,5 kg
Pääpakkaus: 2

Logistiset tiedot

Alkuperämaa: Kiina
CTV-koodi: 884332001

