

PHILIPS

sonicare

聲波震動牙刷

DiamondClean

5 種模式

2 個刷頭

玻璃杯充電、旅行收藏盒

USB 旅行充電器



HX9372/04



讓您獲得更白、更健康的牙齒

Philips Sonicare 聲波電動牙刷最佳潔白

我們最高雅的 Philips Sonicare 電動牙刷中的最佳美白效果。立即轉用 Sonicare。

證實能改善口腔健康

- 清除牙菌膜效果較手動牙刷強達 7 倍
- DiamondClean 刷頭讓您連續一星期擁有更亮白笑容*
- 只需 2 個星期即可改善牙齦健康*
- 安全輕柔地滿足您的口腔健康需求

提供非凡潔齒效果

- 我們特有的技術為您帶來強力但溫和的潔齒功能
- 刷頭的角度經過特別設計，有助清潔難以觸及部位

為您而設

- USB 充電旅行收藏盒和充電玻璃杯
- 計時器助您完成 2 分鐘的刷牙程序
- 透過容易上手的程序培養使用 Philips Sonicare 的習慣

產品特點

向牙菌膜說再見



高密度的優質刷毛，較手動牙刷可清除多達 7 倍牙菌膜。

高達 2 倍亮白功效



點擊 DiamondClean 刷頭，輕柔有效地清楚牙齒表面污跡。密集的中央去污刷毛能在 7 天為您帶來亮白 2 倍的笑容。*

護理牙齦



DiamondClean 極佳的潔齒功能，只需兩週就能改善牙齦健康*。比手動牙刷能清除多達 7 倍牙菌膜*，讓您的笑容更健康。

便於儲存的設計



高級 USB 充電旅行收藏盒可用作充電器。只需將您的牙刷放置在收藏盒裡面，然後連接您的手提電腦或插入牆上插座即可。外遊時帶上刷頭固定架自然更衛生可靠。在家充電時，我們亮麗的充電器玻璃杯令您的浴室設計更添時尚，又可再刷牙後當漱口杯使用，一舉兩得。將您的牙刷輕放於玻璃杯內即可充電，每次完全充電後能應付兩週的日常使用。

Philips Sonicare 技術



強力的聲波震動技術能激起牙膏泡沫，深入您的牙齒和牙齦線之間，將牙菌膜徹底擊破。同時，你的牙齒將會體驗到 31,000 次輕柔但高效的刷牙觸感。只需兩分鐘就能達到手動刷牙一個月的潔齒效果。

四段時間提示與智能計時器



徹底清潔牙齒只需 2 分鐘。QuadPacer 將會提醒您每個口腔部位的清潔時間是否理想，同時計時器會顯示總清潔時間是否已達 2 分鐘。兩者雙管齊下，讓您每次刷牙都能達到建議時間。

深入難清潔的口腔部位



獨有的 DiamondClean 牙刷手柄外形與刷頭相結合，意味著像臼齒這樣難護理的部位亦能得到徹底的清潔。

形成新的生活習慣



新事物是需要時間去適應的。我們的簡易程序能助您上手，您可從最先的 14 次新牙刷使用中選擇逐步輕柔地增加刷牙的力度。

自信刷牙



不管您的要求多麼特殊，DiamondClean 都能確保您有一個安全的刷牙體驗。我們的技術適用於牙套、補牙、牙冠和瓷貼片，甚至可用於日常牙齦病患治療。

規格

模式

清潔: 日常清潔效果出眾
牙齦護理: 溫柔按摩牙齦
拋光: 讓您的牙齒亮白
敏感: 輕柔潔淨牙齒及牙齦
白色: 清除牙齒表面色斑

內含物件

手柄: 1 個 DiamondClean
刷頭: 2 個 DiamondClean 標準
玻璃杯充電: 1
旅行收藏盒: USB 旅行充電器

設計和外表

顏色: 紫色

清潔效能

速度: 每分鐘刷動高達 31000 次
效能: 可清除多達 7 倍牙菌膜*
健康功能: 只需兩星期就能改善牙齦健康
美白效果: 2 倍潔白牙齒
計時器: 四段時間提示與智能計時器

方便易用

刷頭系統: 簡便扣合式刷頭
刷牙時間: 高達 3 星期**
電量指示燈: 亮燈圖示代表需要充電。
手柄: 輕巧的人體工學設計
顯示: 明亮顯示屏

技術規格

電池: 可重複充電
電池類型: 鋰離子電池
操作時間 (從完全充電到沒電): 高達 3 星期**

電源

電壓: 110-220 V

服務

保用: 2 年有限保養

