

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

SonicPro 50

Sensor de presión incorporado

3 modos

1 función BrushSync

Funda de viaje



PC0836/01



Dientes más blancos con un cepillado suave. Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Note la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanquea los dientes en 1 semana.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Blanquea los dientes en solo una semana

Optimice su cepillado

- Elige entre tres modos

Tecnología innovadora

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo
- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Diseñado pensando en usted

- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo
- Fomentando un cepillado a fondo
- Hace que viajar sea más fácil para usted

Destacados

Dientes más blancos de forma natural




Coloque el cabezal W DiamondClean para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales sumamente compactas que eliminan las manchas demostraron clínicamente que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Tres modos



Este cepillo dental dispone de tres modos para personalizar el cepillado en función de sus necesidades. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que pueda masajear suavemente las encías.

Monitorea la presión ejercida durante el cepillado



Un cepillado demasiado fuerte puede dañar los dientes y las encías. Para evitar esto, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sonido intermitente suave para recordarte que debes disminuir la presión.

Tecnología BrushSync




Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente del cepillo con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillos se desgastan con el tiempo. Sin embargo, nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Una luz en el mango y un pitido corto le avisarán cuando llegue el momento de reemplazarlo. Así, puede estar seguro de que el cabezal del cepillo funciona correctamente.

Temporizadores útiles



El QuadPacer le permite saber cuándo alcanza el tiempo suficiente de limpieza de cada parte de la boca, a la vez que nuestro Smartimer le informa cuando ya alcanzó los dos minutos recomendados de cepillado.

Tecnología Philips Sonicare



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Funda de viaje práctica y cargador



Nuestra funda de viaje de alta calidad le permite guardar el cepillo dental de forma higiénica, a la vez que nuestra base de carga compacta le permite mantener el nivel de batería en todo momento. De este modo, no solo disfrutará de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador le permitirá estar preparado durante viajes aún más largos.

Especificaciones

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional
Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías
Blanco: Elimina las manchas superficiales

Piezas incluidas

Mango: 1 SonicPro 50
Cabezales de cepillado: 2 Optimal Plaque Control C2, 1 W DiamondClean
Cargador: 1
Funda de viaje: 1

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min
Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las

caries

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en una semana

Respuesta a la presión: Mango que vibra para avisar al usuario

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo

Fácil de usar

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales fáciles de montar

Indicador de batería: La luz muestra el estado

de la batería

Mango: Diseño delgado y ergonómico
Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable
Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Energía

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

