

# PHILIPS

## EnergyLight



HF3308/01



## Voel u fit

als op een zomerdag

Speciale lichtapparatuur die u het nodige daglicht én de nodige energie geeft, ongeacht het seizoen, zonder dat uw dagelijkse routine wordt verstoord.

### **Voel u fit in slechts 30 minuten per dag**

- Originele Philips EnergyLight-lampen

### **Eenvoudig instelbaar naar persoonlijke voorkeur**

- Instelbare hoek

### **Veilig in gebruik**

- Zonder UV-stralen

### **Bewezen gezondheidsvoordelen**

- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Originele Philips EnergyLight-lampen



De EnergyLight is voorzien van originele Philips EnergyLight-lampen die zorgen voor licht met de intensiteit en kwaliteit van natuurlijk daglicht. Deze lampen bieden maximaal 10.000 lux, maar dan zonder onaangename schittering of verblinding. Als u de EnergyLight 30 minuten per dag gebruikt (u hoeft niet de hele tijd in de lamp te staren) met een licht intensiteit van 10.000 lux, dan merkt u al na 5 dagen een verbetering in uw energieniveau en stemming.

## Instelbare hoek



Voor optimaal gebruiksgemak kan het apparaat in meerdere standen worden geplaatst.

## Zonder UV-stralen



De EnergyLight gebruikt het volledig natuurlijke daglichtspectrum. Daarnaast voldoet het apparaat aan Europese veiligheidseisen en heeft het een UV-filterscherm. De EnergyLight is daarom volledig veilig in gebruik.

## Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technische specificaties

Vermogen: 72 W

Voltage: 220/230

Frequentie: 50/60 Hz

Type lampen: 2PL-L 36-W Philips-EnergyLight

Levensduur van lampen: 10.000

Type ballast: HF-K 236TLD (hoge frequentie)

Ballastfrequentie: 42.000 kHz

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Snoerlengte: 3 m

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 33 x 57 x 18  
(B x H x D) cm

Gewicht van het product: 3,5 kg

Afmetingen F-box (= A-box): 36 x 62,2 x 21,5

(B x H x D) cm

Gewicht F-box (= A-box): 4,4 kg

Aant. op Europallet: 30 (UK 39) stk

## Logistieke gegevens

CTV-code: 884330801000

Land van herkomst: Duitsland

## Veiligheid

Zonder UV-stralen: komen er geen UV-stralen door het filterscherm

Geen trillingen: om hoofdpijn te voorkomen die ontstaat bij een hoge frequentie

Cenelec-gecertificeerd

## Gebruiksvriendelijk

Gebruikersprotocol op product: Geeft de gebruiksduur op een bepaalde afstand aan  
Aan/uit-schakelaar

## Voel u fit in slechts 30 minuten per dag

Origineel Philips-EnergyLight: lampen:  
10.000 lux bij 20 cm, 2500 lux bij 60 cm

## Eenvoudig instelbaar

Instelbare hoek: 20 graden

Compact formaat: 18 x 33 (D x B) cm

## Tevredenheidsindicator

94% tevreden gebruikers

## Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen

