

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

ProtectiveClean  
4500

Capteur de pression intégré

2 modes de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6888/88



## Des gencives plus saines, en douceur.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

### Technologie innovante

- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Encourage la réduction de la pression
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

### Optimisez votre brossage

- Modes Clean et Gum Care

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Encourage un brossage soigneux

### Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

### Conçu pour votre patient

- La solution pour les patients en déplacement


# Points forts

## Améliore la santé des gencives



La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.

## Modes Clean et Gum Care



Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou sur la santé de vos gencives, cette brosse a le mode qu'il vous faut : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode Gum Care ajoute une minute supplémentaire de brossage à puissance réduite pour vous permettre de masser doucement vos gencives.

## Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils


orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

## Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

## Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

## Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

## Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

# Caractéristiques

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Gum Care:** Masse les gencives en douceur

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 ProtectiveClean

**Têtes de brosse:** 1 i InterCare standard, 1 i InterCare compact

**Chargeur:** 1

**Housse de voyage:** 1

## Design et finition

**Couleur:** Blanc et bleu moyen

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque dentaire\*

**Bénéfices santé:** Aide à réduire les caries

**Indicateur de pression:** Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

**Minuteur:** Quadpacer et SmartTimer

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

## Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 2 semaines

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 2 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

