

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
Sonicare

HealthyWhite+

2 modalità

6 impostazioni personalizzabili

1 testina



HX8911/02



Rimuove fino al 100% di macchie in più in 1 sola settimana (1)

(1) Rispetto ad uno spazzolino manuale.

Riscopri il bianco naturale dei tuoi denti! Lo spazzolino elettrico HealthyWhite+ è perfetto per la rimozione delle macchie sui denti. Rimuove efficacemente fino al 100% di macchie in più, per denti più bianchi in 1 sola settimana(1).

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
- Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane

Pulizia ottimale

- Scegli tra 2 modalità e 3 impostazioni di intensità
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

Progettato su misura per te

- I timer aiutano a raggiungere 2 minuti completi di pulizia

In evidenza

2 modalità, 3 impostazioni di intensità



HealthyWhite+ ti consente di personalizzare la pulizia. Spazzola più a fondo con 3 impostazioni di intensità e 2 modalità per soddisfare le tue esigenze di pulizia e ottenere denti più bianchi. Scegli la modalità Clean per una rimozione efficace della placca in 2 minuti e la modalità White per rimuovere macchie di caffè o tè e sbiancare i denti fino a 2 tonalità in sole 2 settimane.

Puoi dire addio alla placca




Le innumerevoli setole di alta qualità rimuovono fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

Prenditi cura delle tue gengive



Grazie allo spazzolino HealthyWhite+ otterrai una pulizia ottimale e gengive più sane in 2 settimane. Rimuove fino a 7 volte più placca lungo il bordo gengivale rispetto a uno spazzolino manuale, per un sorriso più sano.

QuadPacer e Smartimer



Ci vogliono solo 2 minuti per spazzolare a fondo i tuoi denti. Il timer a intervalli Quadpacer indica quando è il momento di spostarsi su un altro quadrante della bocca, mentre la funzione Smartimer ti aiuta a raggiungere il tempo di spazzolamento di due minuti consigliato dai dentisti.

Tecnologia Philips Sonicare



Le potenti vibrazioni sonore trasformano il tuo dentifricio in bolle che combattono la placca e penetrano a fondo negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale.

Contemporaneamente, i tuoi denti saranno sottoposti a 62.000 movimenti delicati ma efficaci. In pratica, il lavoro di un mese di spazzolamento manuale in appena due minuti.

Specifiche

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

White: Rimuove le macchie superficiali

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Accessori inclusi

Testina per spazzolino: 1 W DiamondClean standard

Custodia da viaggio: 1

Caricabatterie: 1

Manico: 1 HealthyWhite+

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco satinato

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Prestazioni: Rimuove fino al 100% di placca in più (2)

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane (2)

Effetto denti più bianchi: Denti più bianchi di 2 tonalità in 2 settimane (1)

Timer: Quadpacer e Smartimer

Facilità d'utilizzo

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Tempo di funzionamento: Fino a 3 settimane**

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Manico: Design ergonomico e compatto

Specifiche tecniche

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 3 settimane**

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni



* (1) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2010, su 179 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 1 settimana

* (2) Rispetto a uno spazzolino manuale. Studio condotto da un laboratorio indipendente in USA nel 2011, su 142 soggetti utilizzando il prodotto 2 volte al giorno per 2 settimane