



Philips  
EnergyLight



HF3308

# Føl deg energisk

som på en solskinsdag

Med den spesielle lysenheten får du dagslyset og energien du trenger, uansett årstid, på en måte som lett passer inn i hverdagen.

## **Føl deg energisk med bare 30 minutter om dagen**

- Originale Philips EnergyLight-lamper

## **Enkel å plassere slik du vil ha det**

- Justerbar vinkel

## **Sikker å bruke**

- UV-fri

## **Påviste helsefordeler**

- Støttes av EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD)

# PHILIPS

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Tekniske spesifikasjoner

- Strøm: 72 W
- Spenning: 220/230
- Frekvens: 50/60 Hz
- Type lamper: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Levetid for lamper: 10 000
- Type ballast: HF-K 236TLD (Høy frekvens)
- Driftsfrekvens for ballast: 42 000 kHz
- Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)
- Ledningslengde: 3 m

## Mål og vekt

- Produktmål: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
- Produktvekt: 3,5 kg
- Mål på F-boks (=A-boks): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H x D) cm
- Vekt på F-boks (=A-boks): 4,4 kg
- Ant. på europall: 30 (Storbritannia 39) deler

## Logistiske data

- CTV-kode: 884330801000
- Opprinnelsesland: Tyskland

## Sikkerhet

- UV-fri: ingen UV-stråler trenger gjennom filteret

- Ingen flimring: på grunn av høy frekvens på ballast, unngås hodepine
- Cenelec-sertifisert

## Lett å bruke

- Brukerprotokoll på produktet: Viser hvor lenge den skal brukes på en bestemt avstand
- Av/på-knapp

## Føl deg energisk med bare 30 min om dagen

- Original Philips EnergyLight: lamper: 10 000 lux ved 20 cm, 2500 lux ved 60 cm

## Enkel å plassere

- Justerbar vinkel: 20 grader
- Kompakt størrelse: 18 x 33 (D x B) cm

## Indikator for tilfredsstillelse


- 94 % fornøyde brukere

## Medisinsk utstyr

- Påviste helsefordeler

# Høydepunkter

## Originale Philips EnergyLight-lamper



EnergyLight bruker originale Philips EnergyLight-lamper som gir lys med samme intensitet og kvalitet som naturlig dagslys. De kan faktisk gi deg opptil 10 000 lux, men uten ubehagelig blendende eller skarpt lys. Hvis du bruker EnergyLight i bare 30 minutter om dagen (du trenger ikke stirre mot lampen hele tiden) med en lysintensitet på 10 000 lux, vil du merke en forbedring i energinivået og humøret etter bare 5 dager.

## Justerbar vinkel



Apparatet kan plasseres i forskjellige vinkler, ettersom hva som passer.

## UV-fri

EnergyLight bruker hele spekteret av naturlig dagslys. Den oppfyller europeiske sikkerhetsstandarder og har et UV-filter. EnergyLight er derfor helt trygg å bruke.

## Støttes av EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD)



Denne enheten har påviste helsefordeler, slik det omtales i EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD).



Utgivelsesdato  
2009-06-17

Versjon: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)