

PHILIPS

energilampe

goLITE BLU



HF3320



Få mer energi

Energi hele dagen på en naturlig måte

Philips goLITE BLU er en kompakt og bærbar energilampe som avgir et lys like blått som himmelen om sommeren. Denne spesielle lysterapien er kjent for å øke energinivået ditt på en naturlig måte når du trenger det, og bekjempe vinterdepresjon.

Øker energinivået og bekjemper vinterdepresjon

- Bruker spesifikt blått lys som en klar solfylt himmel
- Bidrar til å redusere symptomene ved vinterdepresjon
- Bidrar til å øke energinivået

Komfortabel, praktisk og enkel å bruke

- Brukes i 15–45 minutter per dag for å få resultater
- Enkel kontroll av timer og intensitet
- Ekstra langvarige lysdioder
- 100 % UV-fritt blått lyst

Beviste fordeler

- Uavhengig forskning viser at brukerne får mer energi
- Klinisk bevist* å forbedre humøret og energien
- 100 år med Philips-ekspertise innen lysteknologi



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Naturlig blått lys




goLITE BLU-energilampen produserer en spesiell type rent og blått lys som naturlig oppstår på svært solfylte og klare dager. Spesielle mottakere i øynene absorberer dette blå lyset, som gir deg energi når du trenger det.

Bekjemper vinterdepresjon



I land med lange vintre opplever mange redusert energi og nedstemthet på grunn av lysmangel. Disse symptomene omtales gjerne som vinterdepresjoner. De begynner som oftest på høsten, og kan vare i flere uker. Philips goLITE BLU er en enkel og naturlig måte å redusere disse symptomene på, og gir deg sommerens humør og energinivå tilbake.

Øker energinivået



En travel livsstil krever mye av oss, og vi vil gjerne være på vårt beste både på jobb og på fritiden. Av og til kan vi føle oss nedstemte eller gå på lavgir i løpet av dagen. Ved å bruke


energilampen goLITE BLU når som helst på dagen, kan du øke energinivået og våkenheten på en naturlig måte.

Brukes i 15–45 minutter per dag



Plasser goLITE BLU i synsfeltet ditt – ikke se direkte inn i lyset. Hvis du bruker goLITE BLU-energilampen i minst 15 minutter, forbedres humøret og energinivået ditt på en naturlig måte uansett når du trenger det. Det er helt trygt å bruke den lenger enn dette. Regelmessig bruk hver morgen i vintermånedene hjelper deg med å redusere symptomer på vinterdepresjoner.

Enkel timer og dimmer



Still inn tiden etter behov til 15, 30, 45 eller 60 minutter, og velg riktig lysstyrke blant de tre nivåene ved å bruke dimmeren.

Langvarige lysdioder



De langvarige lysdiodene i energilampen goLITE BLU kan brukes 30 minutter per dag i 50 år uten at effekten svekkes.

UV-fri



Det rene, blå lyset øker energinivået ditt på en naturlig måte, akkurat som på en solskinnsdag, men uten sollysets UV-stråler.

Mer energi



Uavhengig forskning viser at 70 % følte at de fikk mer energi etter to ukers bruk. Bzz Agent UK 2011; n = 823



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

Spesifikasjoner

Velvære med lys

Bekjemp vinterdepresjoner
Få mer energi
Bli mer våken

Komfortabelt lys

Spesifikt blått lys
Lysintensitetsdimmer: Ja, 3 nivåer
Avansert diffuseroptikk
Stort behandlingsfelt

Lett å bruke

Av/på-knapp
Behandlingstimer: 15, 30, 45, 60 min

Bærbar

Liten, kompakt design
Kun med ledning

Medisinsk utstyr

EU-direktivet om medisinsk utstyr (MDD):
2007/47/EF, MDD 93/42/EØS

Sikkerhet og forskrifter

CE 0344-sertifisert
Samsvarer med IEC 60601-1 Ed. 3
Ikke for generell belysning
UV-fri: Ingen stråling av UV eller nesten-UV

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 5,4 W
Spenning: 100–240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Isolasjon: Klasse II (dobbel isolasjon)

Type lamper: LED
Levetid for lamper: 10 000 time(r)
Ledningslengde: 150 cm

Mål og vekt

Produktmål: 14 x 14 x 2,5 cm
Produktvekt: 0,3 kg
Mål for esken (B x H D): 17 x 18 x 10,5 cm
Vekt for esken: 0,5 kg
Hovedeske: 2

Logistiske data

Opprinnelsesland: Kina
CTV-kode: 884332001

