

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
reîncărcabilă

FlexCare Platinum

3 moduri, 3 intensități

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de periere



HX9142/10



## Curățare excepțională între dinți

Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinți\*

Cu nouă opțiuni unice de periere, un senzor de presiune intuitiv și tehnologie avansată a capului de periere, Philips Sonicare FlexCare Platinum depășește granițele curățării tradiționale pentru a oferi o îndepărtare excepțională a plăcii bacteriene și o sănătate îmbunătățită a gingiilor.

### Te ajută să îndeplinești recomandările de periere

- Te avertizează în momentul în care periezi prea intens
- Cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă

### Oferă o experiență de periere personalizată

- Personalizează modul și intensitatea

### Furnizează o curățare excepțională pentru dinți și gingii

- Tehnologie sonică pentru o mai bună sănătate orală
- Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinți
- Dovedit clinic că îmbunătățește sănătatea gingiilor în două săptămâni
- Noul cap de periere InterCare asigură curățare interdentară avansată

### Se potrivește stilului tău de viață

- Durată mare de viață a bateriei și toc de transport
- Toc de transport comod și încărcător

# Repere

## 9 experiențe de periere în total



FlexCare Platinum îți permite să alegi dintre trei moduri de curățare — Clean, White sau Gum Care — și trei setări de intensitate — Scăzută, Medie sau Ridicăta — pentru a crea o experiență de periere perfect personalizată pentru tine.

## Îmbunătățește sănătatea gingiilor în două săptămâni



Cu un mod special de Îngrijire a gingiilor pentru curățare focalizată pentru a ajuta la reducerea sângerării și inflamației gingiilor, s-a demonstrat clinic faptul că FlexCare Platinum îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni.

## Tehnologia capului de periere InterCare



Cu peri foarte lungi pentru a ajunge profund între dinți și de-a lungul liniei gingiei, noul nostru cap de periere InterCare dispune de o tehnologie avansată de curățare pentru îndepărtarea plăcii bacteriene și lustruirea dinților, precum și de peri cu rol de amintire


care își schimbă culoarea de la albastru la alb când este momentul să schimbi capul de periere.

## Tehnologie sonică




Spre deosebire de periuța de dinți electrică tradițională, Philips Sonicare dispune de tehnologie sonică performantă. Acțiunea de curățare unică și dinamică a periuței Sonicare antrenează fluidele între dinți, îndepărtând ușor și eficient placa bacteriană dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei.

## Pătrunde profund între dinți



FlexCare Platinum ajunge profund între dinți pentru îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene. S-a demonstrat clinic faptul că îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât periuța manuală.

## Senzor de presiune intuitiv



FlexCare Platinum dispune de un senzor de presiune unic, intuitiv pentru a atenua perierea agresivă. Mânerul vibrează ușor pentru a te anunța că aplici prea multă presiune.

## Proiectat pentru stilul tău de viață



Tocul nostru premium de transport îți permite să depozitezi igienic periuța de dinți, în timp ce încărcătorul compact de voiaj menține bateria încărcată în timpul deplasărilor. Vei beneficia de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare, pentru a nu pierde acea senzație de prospețime în timpul călătoriilor.

## Quadpacer și SmarTimer



FlexCare Platinum oferă două cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă. Cronometrul pentru interval Quadpacer indică momentul în care trebuie să treci la altă pătrime din dantură, în timp ce SmarTimer te ajută să atingi durata de periere de două minute recomandată de medicul stomatolog.

## Toc de transport și încărcător



Este ușor să iei cu tine periuța FlexCare Platinum oriunde ai nevoie cu tocul de transport ușor de pus în bagaj și încărcătorul de voiaj compact.

# Specificații

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

**Gum Care:** Masează delicat gingiile

**White:** Îndepărtează petele de suprafață

**3 intensități:** Redusă, Medie, Ridicată

## Articole incluse

**Mânere:** 1 FlexCare Platinum

**Capete de periere:** 1 InterCare standard, 1 InterCare compact

**Încărcător:** 1

**Sterilizator UV**

**Toc de transport:** 1

## Design și finisaj

**Culoare:** Alb cu panou frontal metalic

## Performanță de curățare

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

**Beneficii pentru sănătate:** Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

**Beneficii de albire:** Ajută la îndepărtarea naturală a petelor

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

**Senzor de presiune:** Mânerul vibrează pentru a te atenționa

## Ușor de utilizat

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Timp de periere:** Până la 3 săptămâni\*\*

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Mâner:** Design plat, ergonomic

**Afișaj:** Afișaj iluminat

## Specificații tehnice

**Baterie:** Reîncărcabilă

**Tip baterie:** Litiu ION

**Durată de funcționare (de la Maxim la**

**Descărcat):** Până la 3 săptămâni\*\*

## Alimentare

**Tensiune:** 110-220 V

## Service

**Garanție:** Garanție 2 ani

