

PHILIPS

sonicare

Laddningsbar,
sonisk eltandborste

For Kids

2 lägen

1 borsthuvud

8 klistermärken



HX6341/07



Sonisk effekt som gör barnens vanor så goda som möjligt

Elektrisk tandborste för barn

Philips Sonicare For Kids är en eltandborste för barn från 4 år. Med tandborsten följer också bästa möjliga plackborttagning, sonisk teknik, anpassningsbara klistermärken och pedagogiska tillbehör så att tandborstningen blir en rolig, livslång vana.

Formgiven för att ge rätt tandborstningsvanor

- Med KidTimer ökar borstningstiden
- Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring
- Två tillgängliga borsthuvudstorlekar
- Det finns roliga och engagerande musiktoner till KidPacer
- Roliga utbytbara klistermärken för personlig anpassning
- Design med flera grepp för föräldrar och barn
- Tandvårdsspecialister rekommenderar den till sina egna barn
- Stabil form

ger en överlägsen rengöring

- Sonicares dynamiska rengöring för in vätska mellan tänderna
- Tar bort mer plack än en manuell tandborste för barn

Säker för växande leenden

- Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder


Funktioner

Åldersanpassade borsthuvuden



Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har två borsthuvudstorlekar som är särskilt utformade för att rengöra varsamt och skydda tänder som växer

KidPacer



De roliga ljuden uppmuntrar barnen att effektivt borsta enligt tandläkarrekommendationen på 2 minuter

KidTimer



För att bidra till att barnen får goda vanor ökar den här eltandborsten sakta borstningstiden under en 90-dagarsperiod tills barnen når tandläkarrekommendationen på 2 minuter och på ett naturligt sätt får goda vanor.

Energilägen



Med två barnvänliga energilägen ger den här eltandborsten rätt rengöring för barn i olika åldrar; ett lågeffektsläge för yngre barn och ett högeffektsläge för äldre barn.

Klistermärken



Låter barnen göra tandborsten till sin egen

Maximal plackborttagning



Philips Sonicare For Kids tar bort upp till 75 % mer plack än en manuell tandborste

Flera grepp tillgängliga




Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta ordentligt på egen hand

Patenterad sonisk teknik



Med en unik dynamisk rengöring som försiktigt och effektivt når djupt in mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Rekommenderas av tandvårdsspecialister



91 % av tandvårdsspecialister med barn föredrar att deras egna barn använder Philips Sonicare For Kids*

Borsthuvud med gummi



Det gummerade borsthuvudet på den här eltandborsten har utformats för att vårda tänder som växer

Specifikationer

Lägen

Energilägen: 2

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 Sonicare For Kids

Borsthuvuden: 1 Sonicare For Kids, standard

Laddare: 1

Klistermärken: 8 anpassningsbara
klistermärken, Bonusklistermärken

Design och finish

Färg: Aqua

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag/min

Prestanda: 75 % mer effektiv *

Hälsofördelar: För hälsosamma
tandvårdsvanor

Timer: KidTimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt
knäpps på

Borstningstid: Upp till 3 veckor**

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design,
Gummihandtag för enkel användning
Teckenfönster: Belyst skärm

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Drifttid (full till tom): Upp till 3 veckor

Effekt

Volt: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

