

# PHILIPS

乾電池式電動歯ブラシ

Philips One by  
Sonicare

いつでもどこでも、ワンランク上\*1のブラッシングへ

おしゃれで持ち運びに便利

歯磨き習慣をサポートする機能

選べるカラーバリエーション



HY1100/03



## いつでもどこでも、ワンランク上\*1のブラッシングへ

毎分約13,000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去。Philips Oneは外出時でも携帯可能。デザインはスタイリッシュで軽量、トラベルケースも付いているため、あなたにぴったりです。あなたのPhilips Oneはどんな色ですか？ \*1手動ブラシと比較して、歯磨き習慣をサポートする機能付き

### やさしくブラッシング

- ・ 毎分約13,000ストロークのマイクロ振動でやさしく磨いて歯垢を除去

### 持ち運びに便利

- ・ いつでもどこへでも携帯できるトラベルケース付属

### 歯磨き習慣をサポートする機能

- ・ カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）、スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）
- ・ 単4形アルカリ乾電池1本で約3カ月間使用可能（目安として2分間のブラッシングを1日2回）

### 選べるカラーバリエーション

- ・ サンゴ、マンゴー、ミント、ミッドナイトブルーからお選びいただけます。(店舗によってはお取り扱いのない色もございます。)

## 特長

### やさしくブラッシング



Philips Oneは、毎分約13,000ストロークのマイク口振動でやさしく磨いて歯垢を除去します。(歯にブラシヘッドを軽く当てて、手磨きと同じように手を動かしてブラッシングをしてください)

### 携帯用のトラベルケース



外出時に携帯できる、スタイリッシュで軽量、持ち運びに便利なトラベルケース付き。

### 歯磨きサポート機能




カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

### 選べるカラーバリエーション



サンゴ、ミッドナイトブルー、マンゴー、ミントから、お好みの色をお選びいただけます。また、替えブラシヘッドをご購入時は違う色もお選びいただけます。(店舗によってはお取り扱いのない色もございます。)

### 乾電池・ブラシヘッドの交換は約3カ月毎



ブラシヘッドの交換は約3カ月毎が目安。単4形アルカリ乾電池1本で、約3カ月使用できます。(目安として2分間のブラッシングを1日2回)

## 仕様

### 内容・付属品

ハンドル: Philips One ハンドル 1本  
ブラシヘッド: Philips One 専用ブラシヘッド 1本 (ハンドル装着)  
トラベルケース: Philips One 専用トラベルケース 1個  
単4形アルカリ乾電池: 1本

### デザイン

色: ミントブルー (品番: HY1100/03)

### 仕様

電源方式: 乾電池式 (単4形アルカリ乾電池1本使用)

使用時間: 通常使用で約3カ月間 (目安として2分間のブラッシングを1日2回)

### 互換性

ハンドル・ブラシヘッド互換性: Philips One ハンドル・Philips One専用ブラシヘッドの組み合わせのみ対応。(ソニックケア用ブラシヘッドは使用できません)

