

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

2 opzetborstels



HX9342/02



Wittere en gezondere tanden voor altijd

De beste elektrische Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
- Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
- Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel
- Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees
- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging

- DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor u


- Oplaadsysteem: oplaadglas

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

Kenmerken

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak



Verwijdert tot wel 7x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

Maakt uw tanden dubbel zo wit



Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

DiamondClean-opzetborstel



DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels voor wittere tanden van Philips Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die effectief maar mild oppervlaktevlekken en tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1 week vlekken die ontstaan door koffie, thee, rode wijn, sigaretten en tabak.

De enige echte sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
Pools: Maak uw tanden lichter en polijst ze
Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees
Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 DiamondClean
Opzetborstels: 1 DiamondClean-compactborstel, 1 DiamondClean-standaardborstel
Docking station: 1

Ontwerp en afwerking

Kleur: Keramisch wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
Performance: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
Gezondheidsvoordelen: Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken
Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*
Timer: Quadpacer en SmarTimer

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklipbare opzetborstels
Poetstijd: Maximaal 3 weken**
Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
Handvat: Slank, ergonomisch design
Display: Verlicht display

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken**

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

