

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

ProtectiveClean  
4500

Vgrajeni senzor pritiska

2 načina čiščenja

1 x funkcija BrushSync



HX6888/88



## Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko.

### Inovativna tehnologija

- V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni
- Uporabniki lahko glave ščetke kar najbolje izkoristijo
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke
- Nežna spodbuda za nežnejše čiščenje
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

### Izboljšajte ščetkanje

- Načina Clean in Gum Care

### Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje

### Izboljša zdravje pacientovih ust


- Plombe, krone ali občutljivi predeli? Ne skrbite.

### Zasnovano za paciente

- Prava stvar za uporabnike na poti


# Značilnosti

## Izboljša zdravje dlesni



Glava ščetke InterCare ima izjemno dolge in goste visokokakovostne ščetine, s katerimi očistite zobne obloge globoko med zobmi. Klinično dokazano v samo dveh tednih zmanjša krvavenje iz dlesni in vnetje.

## Načina Clean in Gum Care



Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za zdrave dlesni, vam ta zobna ščetka zagotavlja pravi način: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način Gum Care pa prinaša dodatno minuto blagega ščetkanja za nežno masažo dlesni.

## Varno in nežno




Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekeh. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

## Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

## Ali pritiskate premočno?



Uporabniki morda ne opazijo, da ščetkajo premočno, zato jih na to opozori zobna ščetka. Če uporabniki ščetkajo premočno, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale in jih tako opozori, naj zmanjšajo pritisk.

## Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

## Pametni opomniki za zamenjavo



Glave ščetke se čez čas obrabijo, a ne skrbite: naša tehnologija pametnega prepoznavanja glave ščetke nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozori lučka na ročaju. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko in učinkovito čiščenje.

## Priročni časovniki



Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

## Priročna potovalna torbica in polnilnik



Naša vrhunska potovalna torbica uporabnikom omogoča higiensko shranjevanje zobne ščetke, kompakten potovalni polnilnik pa skrbi za polno baterijo na poti. S samo enim polnjenjem bodo uporabniki uživali v dveh tednih redne uporabe, polnilnik pa jim bo prišel prav na daljših potovanjih.

# Specifikacije

## Načini

**Clean:** Za izjemno vsakdanjo čistočo

**Gum Care:** Nežno masira dlesni

## Priloženi predmeti

**Ročaj:** 1 ProtectiveClean

**Glave ščetke:** 1 standardna glava InterCare, 1 kompaktna glava InterCare

**Polnilnik:** 1

**Potovalna torbica:** 1

## Zasnova in izdelava

**Barva:** Bela in srednje svetlo modra

## Učinkovitost čiščenja

**Hitrost:** Do 62.000 potez ščetke/min

**Zmogljivost:** Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*

**Pozitivni vplivi na zdravje:** Pomaga zmanjšati karies

**Povratne informacije o pritisku:** Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

**Časovnik:** Quadpacer in SmarTimer

## Tehnologija pametnega senzorja

**Senzor pritiska:** Opozori, ko je ščetkanje premočno

**Opomnik za zamenjavo BrushSync:** Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

## Enostavna uporaba

**Združljivost ročaja:** Enostavno pritrldljive glave ščetke

**Indikator baterije:** Lučka prikazuje stanje

baterije

**Ročaj:** Tanka ergonomska zasnova

**Čas ščetkanja:** Do 2 tedna

## Tehnične specifikacije

**Baterija:** Za polnjenje

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

**Čas delovanja (od polne do prazne):** Do 2 tedna

## Napajanje

**Napetost:** 110–220 V

## Servis

**Garancija:** 2-letna omejena garancija

