





3 Intensitätsstufen

HX9917/89

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen***

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

• Einfaches Aufladen und stilvoller Start

DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- · All-in-One-Bürstenkopf für umfassende Pflege
- Bis zu 7 Mal gesünderes Zahnfleisch**** in nur 2 Wochen

Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an

- · Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- ${}^{\raisebox{3.5pt}{\text{\circle*{1.5}}}}$ Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- ${}^{\centerdot}{}$ Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

· Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

Besonderheiten

Premium All-in-One-Bürstenkopf



Genießen Sie eine Reinigung ohne Kompromisse mit dem A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf. Unser bester Bürstenkopf verfügt über angewinkelte Borsten, um bis zu 20 x mehr Plaque selbst an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen*. Dreieckige Spitzen entfernen bis zu 100 % mehr Verfärbungen in weniger als zwei Tagen***. Längere Borsten reinigen Ihr Zahnfleisch gründlich, sodass Sie in nur zwei Wochen ein um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch haben**. Und das alles, ohne die Bürstenköpfe wechseln zu müssen. Wussten Sie schon, dass Bürstenköpfe nach 3 Monaten Verwendung weniger effizient sind? Unsere BrushSync™ Funktion erinnert Sie rechtzeitig, wenn es Zeit für einen Austausch ist.

Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen**** und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.****

Fortschrittsbericht



Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine

belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Integrierter Drucksensor



Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+- Modus für weißere Zähne.

Daten

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung

Gum Health: Pflegt Backenzähne besonders gründlich

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Artikel enthalten

Handstück: 1 DiamondClean 9000 Bürstenköpfe: 1 x A3 Premium All-in-One,

1 G3 Premium Gum Care Ladeglas: 1

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium Plaque Defense: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque* Vorteile für die Gesundheit: Um bis zu 15 x

gesünderes Zahnfleisch**

Weiße Zähne: Bis zu 100 % weniger

Verfärbungen***

Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem

Druck

Positionssensor: Verfolgt und verbessert die

Abdeckung

Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von

Scheuern

3D-Karte Ihres Munds: Hebt Problembereiche hervor

TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach

aufsteckbare Bürstenköpfe

Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale

Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet

auf

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar Batterietyp: Lithium-Ionen

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage*****

Power

Spannung: 110 bis 220 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

© 2021 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2021-10-04 Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 39938 72

www.philips.com



zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

^{*} im Vergleich zu einer Handzahnbürste

^{* *} im Vergleich zu einer Handzahnbürste in 6 Wochen

^{* **} in Labortests im Vergleich zu einer Handzahnbürste

^{* ***} im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 2 Wochen * **** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils