

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

3 opzetborstels

Oplaadglas, reisetui

met Deep Clean-stand



HX9393/93



## Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een gewone tandenborstel
- Maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel
- Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

### Superieure reiniging

- Volgt de vorm van uw tanden en tandvlees voor een grondigere reiniging
- DiamondClean-opzetborstel van Sonicare voor wittere tanden
- Nieuwe Deep Clean: pak moeiteloos probleemplekken aan
- Dynamische reiniging voor een verbeterde mondhygiëne

### Ontworpen voor u


- Dubbel oplaadsysteem: oplaadglas en -reisetui
- Timers om grondig poetsen te stimuleren



asimpleswitch.com


# Kenmerken

## Verwijdert tot wel 10x meer tandplak



Verwijdert tot wel 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel met AdaptiveClean-opzetborstel.

## Maakt uw tanden dubbel zo wit



Deze Philips Sonicare-tandenborstel maakt uw tanden meer dan dubbel zo wit als met een handtandenborstel in slechts 1 week. Verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

## Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

## AdaptiveClean-opzetborstel




Onze AdaptiveClean-opzetborstel is de enige elektrische opzetborstel die de unieke vorm van uw tanden en tandvlees volgt. Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijkanalen volgt deze opzetborstel alle contouren. Het bereikt tot 4 keer meer oppervlak en verwijdert tot 10 keer meer tandplak langs het tandvlees en tussen de tanden. Terwijl de borstel langs het tandvlees poetst, absorbeert het eventuele overmatige druk door te hard poetsen zodat u uw tandvlees spaart, hoe u ook poetst.

## DiamondClean-opzetborstel



DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels voor wittere tanden van Philips Sonicare, hebben ruitvormige borstelharen die effectief maar mild oppervlaktevlekken en tandplak verwijderen. Verwijdert in slechts 1 week vlekken die ontstaan door koffie, thee, rode wijn, sigaretten en tabak.

## Deep Clean-modus



Onze nieuwe Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Pak probleemplekken aan met de

unieke bewegingen van de opzetborstel in deze modus plus een uitgebreide poetstijd van 3 minuten.

## Dynamische reinigingswerking



Met meer dan 31.000 poetsbewegingen per minuut biedt de Philips Sonicare elektrische tandenborstel een superieure reiniging die u ziet en voelt. Onze sonische technologie reinigt dynamisch door vloeistof diep tussen de tanden en langs het tandvlees te spoelen. Het resultaat is een krachtige en toch zachte klinisch bewezen reiniging.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Sensitive:** Zachte reiniging van tanden en tandvlees

**Gum Care:** Zachte massage van het tandvlees

**Deep Clean:** Voor een verkwikkend grondige reiniging

## Meegeleverde artikelen

**Handvatten:** 1 DiamondClean

**Opzetborstels:** 2 DiamondClean-standaardborstel, 1 AdaptiveClean

**Oplaadglas:** 1

**Reisetui:** USB-reisoplader

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Roze-goud

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Performance:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

**Wittere tanden:** Maakt uw tanden dubbel zo wit\*

**Timer:** Quadpacer en SmartTimer

## Gebruiksgemak

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de

levensduur van de batterij aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Display:** Verlicht display

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** Maximaal 3 weken\*

## Vermogen

**Voltage:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

