

PHILIPS

sonicare

För vitare tänder
och friskare mun

EasyClean

Vitare tänder på 1 vecka

Ett läge samt 1 tandborsthuvud

HX6511/04



Bättre plackborttagning

Gör det lätt att övergå från manuell tandborste till eltandborste

Sonicarens EasyClean är eltandborsten som ger dig en friskare, renare känsla. Den patenterade soniska teknologin pressar vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och gör rent där en vanlig tandborste inte når. EasyClean gör fler borströrelser per minut än vad din manuella gör på en månad. Sonicarens unika teknologi i kombination med diamantformade borststrån polerar effektivt missfärgade tänder. Kliniska tester visar på synbart vitare tänder redan efter en veckas bruk.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Gör tänderna mer än dubbelt så vita som med en manuell tandborste.
- Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Ger en överlägsen rengöring

- Sonicarens soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna
- Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Hjälper dig att följa tandvårdsrekommendationer

- Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden
- Timer med 30-sek intervall hjälper dig kontrollera att du borstar tillräckligt noggrant

Ger en personligt anpassad tandborstning

- Easy-start-program – gör det lättare att vänja sig med att borsta med eltandborste



asimpleswitch.com

Funktioner

Gör tänderna dubbelt så vita



Philips Sonicare eltandborste tar bort missfärgningar på tänderna vilket gör tänderna synbart vitare, jämfört med tandborstning med en vanlig tandborste. Den unika soniska teknologin polerar effektivt bort fläckar på tandytan och ger synbart vitare tänder på bara 1 vecka.

Säkert och skonsamt



Du kan utan problem använda din Sonicare eltandborste från Philips på: tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställning), lagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Vinklad borsthuvudshals




Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Sonisk teknologi



Den patenterade soniska teknologin från Philips Sonicare pressar vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och gör rent där en vanlig tandborste inte når.

Easy-start-program




Ökar styrkan försiktigt vid de 14 första borstningstillfällena så att du lättare kan anpassa dig till eltandborste

SmärTimer



Tvåminuterstimern på den här Philips Sonicare eltandborste hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Quadpacer



Timer med 30-sekundersintervall anger när du är klar med varje fjärdedel av munnen ger en mer konsekvent rengöring i hela munnen



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips gröna områden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 EasyClean

Borsthuvuden: 1 DiamondClean, standard

Laddare: 1

Design och finish

Färg: Vit

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Prestanda: Avlägsnar plack

Hälsofördelar: Bidrar till att förbättra

munhälsan

Ger synbart vitare tänder: Bleker tänderna upp till två nyanser

Timer: SmartTimer och Quadpacer

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Batterityp: Litiumjon

Effekt

Spänning: 110–220 V

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

