

PHILIPS

sonicare

Interdental – Düsen

AirFloss

Mit 2 Düsen

HX8012/33



Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Wechseln Sie die Düsen für eine effektive Reinigung der Zahnzwischenräume alle 6 Monate aus. Der Sonicare AirFloss entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque zwischen den Zähnen als durch alleiniges Putzen mit einer Handzahnbürste.

Einfache Bedienung


- Düse für leichten Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Technologie, die auf Knopfdruck reinigt
- Führungsspitze für richtige Platzierung

So wird gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Besonderheiten

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen



AirFloss bietet eine einzigartige Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen, mit der Sie einen Stoß aus Druckluft und Wasser bzw. Mundspülung zwischen Ihre Zähne spülen. Die One-Touch-Aktivierung ist so einfach wie ein Mausklick.

Führungsspitze




Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der

Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Schlanke, angewinkelte Düse

Schlanke, angewinkelte Düse für leichten Zugang zu schwer erreichbaren Stellen

Für den einfachen Einstieg



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Daten

Benutzerfreundlichkeit

Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Artikel enthalten

AirFloss Düse: 2

Reinigungsleistung

Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen

Design und Materialausführung

Farbe der Düse: Pink mit pinker Spitze, Pink mit weißer Spitze

