

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

ProtectiveClean  
4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™

Housse de voyage



HX6803/64



## Des dents plus propres, en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare\*
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

### Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

### Conçu pour s'adapter à vos besoins


- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Encourage un brossage soigneux
- Facilite le transport



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Points forts

## Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

## Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

## Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

## Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

## Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

## Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

## Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? Notre fonction Quadpacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que notre fonction Smartimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

# Caractéristiques

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**2 intensités:** Faible, Fort

## Accessoires inclus

**Manche:** 1 ProtectiveClean

**Têtes de brosse:** 1 i InterCare standard

**Chargeur:** 1

**Housse de voyage:** 1

## Design et finition

**Couleur:** Blanc et bleu ciel

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Performance:** Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque dentaire\*

**Bénéfices santé:** Aide à réduire les caries

**Indicateur de pression:** Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

**Minuteur:** Quadpacer et SmartTimer

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression:** Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™:** Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

## Facile d'utilisation

**Compatibilité du manche:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 2 semaines

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium ION

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 2 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

