

PHILIPS

energilampa

goLITE BLU



HF3320/01



Få mer energi

Naturlig energi som varar hela dagen

Philips goLITE BLU är en kompakt och bärbar energilampa som producerar blått ljus som en sommarhimmel. Just den här ljusterapin är känd för att på naturlig väg höja dina energinivåer när du behöver det samt motverka vintertrötthet.

Ökar energinivån och motverkar vintertrötthet

- Använder särskilt blått ljus som en klar, solig himmel
- Hjälper till att motverka symptom på vintertrötthet
- Hjälper till att höja energinivåerna

Bekväm, praktisk och lätt att använda

- Använd i endast 15–45 minuter per dag för att få märkbara resultat
- Enkel kontroll av timer och ljusintensitet
- Extra tåliga LED-lampor
- Blått ljus som är hundra procentigt fritt från UV-strålning

Dokumenterade fördelar

- Oberoende forskning visar att användarnas energinivåer höjs
- Kliniskt bevisad* att förbättra humöret och energinivåerna
- 100-årig Philips-expertis inom belysningsteknik



asimpleswitch.com

Funktioner

Naturligt blått ljus




Energilampan goLITE BLU avger ett särskilt rent blått ljus som uppträder naturligt under mycket soliga och molnfria dagar. Speciella receptorer i ögonen absorberar det blå ljuset och gör att du känner dig energisk när du behöver det.

Motverkar vintertrötthet



I länder med långa vintrar kan många känna att energin tryter och att humöret svänger på grund av mörkret. Symptomen kallas vintertrötthet, framträder vanligtvis på hösten och kan hålla i sig i flera veckor. Philips goLITE BLU är ett enkelt och naturligt sätt att bekämpa symptomen och återställa humöret och energinivåerna.


Höjer energinivåerna



Vår hektiska livsstil kräver mycket av oss, och vi vill göra vårt bästa både i vårt arbetsliv och privatliv. Ibland känner vi oss tömda på energi


under dagen. Med hjälp av energilampan goLITE BLU kan du när som helst under dagen få mer energi på ett naturligt sätt.

Använd i 15–45 minuter per dag



Placera goLITE BLU i ditt synfält – du behöver inte titta rakt in i ljuset. Om du använder energilampan goLITE BLU i minst 15 minuter kan du på naturlig väg förbättra ditt humör och din energinivå när du behöver det. Det är även helt säkert att använda den längre än så. Om du använder den regelbundet varje morgon under vintermånaderna kan du motverka symptom på vintertrötthet.

Enkel timer och dimmer



Ställ in timern efter dina behov på 15, 30, 45 eller 60 minuter och välj rätt ljusstyrka utifrån tre nivåer med dimmern.

LED-lampor med lång livslängd




De tåliga LED-lamporna i energilampan goLITE BLU kan användas 30 minuter per dag i 50 år utan att förlora sin verkan.

Fri från UV-strålning



Det rena, blå ljuset ger dig mer energi på naturlig väg, precis som en solig dag, men utan riskerna med UV-strålning från solen.

Höjda energinivåer



Oberoende forskning visar att 70 % upplevde att deras energinivåer höjdes efter två veckors användning. Bzz Agent UK 2011; n = 823



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Välbefinnande med ljus

Bekämpa vintertröttheten
Öka energinivån
Bli piggare

Behagligt ljus

Särskilt blått ljus
Dimmer för ljusintensitet: Ja, 3 nivåer
Avancerad diffusionsoptik
Brett behandlingsfält

Lättanvänd

På/av-knapp
Behandlingstimer: 15, 30, 45, 60 min

Bärbar

Liten, kompakt design
Kan endast användas med sladd

Medicinsk utrustning

Direktiv om medicintekniska produkter:
2007/47/EG, MDD 93/42/EEG

Säkerhet och regler

CE 0344-certifierad
I enlighet med IEC 60601-1 Ed. 3
Inte för allmän belysning
UV-fri: Ingen UV- eller nära UV-strålning

Tekniska specifikationer

Effekt: 5,4 W
Volt: 100–240 V
Frekvens: 50/60 Hz

Isolering: Klass II (dubbel isolering)

Typ av lampor: LED

Livslängd för lampor: 10 000 timmar

Sladdlängd: 150 cm

Vikt och mått

Produktstorlek: 14 x 14 x 2,5 cm

Produktvikt: 0,3 kg

Förpackningsstorlek (BxHxD): 17 x 18 x 10,5 cm

Förpackningens vikt: 0,5 kg

Huvudkartong: 2

Logistisk information

Ursprungsland: Kina

CTV-kod: 884332001

