

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

FlexCare

3 modos

1 cabezal de cepillado

Higienizador por rayos UV

HX6971/33



Limpieza avanzada

Cepillo para una limpieza suave de los dientes y las encías

Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma garantizada de mejorar tu salud dental. Se trata del nuevo cepillo Philips Sonicare Flexcare, que se adapta a tus necesidades de cuidado bucal.

Probado, mejora la higiene bucal

- Mejora la salud de las encías en solo dos semanas
- El cepillo dental Philips Sonicare ayuda a blanquear los dientes

Proporciona una limpieza superior

- Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
- Cabezal de cepillado DiamondClean para disfrutar del mejor blanqueamiento de Sonicare
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Ofrece una experiencia de cepillado personalizada

- Tres modos diferentes para disfrutar de una mejor limpieza
- El programa Easy-Start para aclimatarse a la experiencia de Sonicare

Te guía para que sigas las recomendaciones dentales


- El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado
- El temporizador de intervalos Quadpacer fomenta el cepillado completo



asimpleswitch.com

Destacados

Tres modos de limpieza diferentes




Los tres modos incluyen el modo Limpieza para una limpieza increíble en 2 minutos, el modo Blanqueamiento para eliminar las manchas de la superficie y el modo Masaje para estimular las encías.

Mejora la salud de las encías



El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare proporciona una limpieza óptima de las zonas interdenciales y la línea de las encías para mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

Ayuda a blanquear los dientes



El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a eliminar y reducir manchas en los dientes para que tengas una sonrisa más brillante.

Elimina hasta 7 veces más placa




Elimina hasta 7 veces más placa en las zonas de difícil acceso que un cepillo dental manual.

Cabezal de cepillado DiamondClean




Los cabezales de cepillado DiamondClean, los mejores de Philips Sonicare para el blanqueamiento dental, tienen cerdas con forma de diamante para quitar las manchas de la superficie y eliminar la placa, de forma eficaz y suave a la vez. Este producto elimina la acumulación de manchas de café, té, vino tinto, cigarrillos y tabaco en tan solo una semana.

Programa Easy-Start



Aumenta gradualmente la potencia durante los primeros 14 usos, para acostumbrarte fácilmente al uso del cepillo dental eléctrico Philips Sonicare

Quadpacer



El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y te avisa para que sigas por otro para obtener una limpieza más consistente en toda la boca

SmarTimer



El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Masaje: Masaje estimulante

2 hábitos: Go Care y Max Care

Piezas incluidas

Cabezales: 1 DiamondClean estándar

Cargador: 1

Higienizador por rayos UV: 1

Estuche de viaje: 1

Mangos: 1 FlexCare

Diseño y acabado

Color: Blanco

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Beneficios del blanqueamiento: Elimina un 100 % más de manchas*, Blanquea los dientes en 1 semana

Temporizador: Quadpacer y SmartTimer

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Tipo de batería: Iones de litio

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

