

PHILIPS

& TensRelief 4 –
itsekiinnittyvät elektrodit

PulseRelief


Sopii malleihin PR3840,
PR3093, PR3094

4 elektrodia

Patentoitu hydrogeelitekniikka

Helppo magneettikiinnitys

PR3820



Aktiivista elämää, vähemmän kipua

Ammattilaisten tunnustama kivunlievityskeino

Philipsin itsekiinnittyvien elektrodien patentoitu hydrogeelitekniikka vähentää ihoärsytystä. Pakkaukseen sisältyy neljä elektrodia, joiden suositeltu käyttöikä on enintään 20 käyttökertaa. Magneettikiinnitteiset elektrodit on helppo napsauttaa kiinni TNS-yksiköihin.

Patentoitu hydrogeelitekniikka

- Patentoitu hydrogeelitekniikka vähentää ihoärsytystä

Soveltuu käytettäväksi useammin kuin kerran

- Suositellaan käytettäväksi enintään 20 kertaa eri sovelluksissa

Helppo magneettikiinnitys

- Helppo TNS-yksiköiden ja elektrodien magneettikiinnitys

Kohokohdat

Vähentää ihoärsytystä

Elektrodeissa käytetty korkealaatuinen, patentoitu hydrogeeliteknikka vähentää ihoärsytystä. Elektrodit ovat joustavia, joten ne taipuvat kehonosien mukaisesti.

Suosittelu käyttökertojen määrä 20

Elektrodeja käytetään useissa eri sovelluksissa ja kehonosissa. Käyttökertojen määrä riippuu ihotyypistä ja käytöstä. Elektrodeja voi säilyttää helposti alkuperäisessä muovipakkauksessa seuraavaa käyttöä varten.

Helppo kiinnittää napsauttamalla

TNS-yksiköt voi liittää itsekiinnittyviin elektrodien helposti magneetilla. Kiinnitä ensin elektrodit kehoosi ja napsauta sitten magneettikiinnitteiset TNS-yksiköt paikoilleen.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Itsekiinnittyvät elektrodit: 4 kpl
Itsekiinnittyvien elektrodien koko: 50 x 50 mm

Multistick®-hydrogeeli
Uudelleensuljettava muovipussi

Hydrogeelin koostumus

Glyseriini (ei sisällä talia): (CAS-numero 56-81-5)

Vesi: (CAS-numero 28062-44-4)

Polyakrylaatti, kopolymeeri: (CAS-numero 7732-18-5)

Alkuperämaa

USA

