





Starten Sie auf angenehme Art in den Tag

Natürliches Licht zum Aufwachen

Das Wake-up Light weckt Sie einfach und natürlich und gibt Ihnen so viel Energie wie an einem Sommermorgen. Dank der einhundertjährigen Erfahrung von Philips im Bereich Licht bietet Ihnen das Wake-up Light medizinisch bewiesene Vorteile für Ihre Gesundheit.

Natürliches Aufwachen mit Licht

 $\boldsymbol{\cdot}$ Das heller werdende Licht wirkt sich positiv auf Energiehormone aus

Lichtintensität

· Lichtintensität von bis zu 300 Lux für natürliches Aufwachen

Philips - der Licht-Experte

• 100 Jahre Erfahrung mit Licht

Vorteile für die Gesundheit

• Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)

Wake-up Light HF3451/01

Besonderheiten

Natürliches Aufwachen mit Licht



Das Licht wird 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit sukzessive heller. Das Licht fällt auf Ihre Augen und beeinflusst Ihre Energiehormone, sodass der Körper auf das Aufwachen vorbereitet wird. So wird das Aufwachen zu einem besonders angenehmen

Lichtintensität von 300 Lux



Die Lichtempfindlichkeit ist von Person zu Person unterschiedlich. Im Allgemeinen werden Personen, die einer höheren Lichtintensität ausgesetzt sind, schneller wach. Die Lichtintensität des Wake-up Light kann auf bis zu 300 Lux eingestellt werden. So können Sie bei der Lichtintensität aufwachen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Philips - der Licht-Experte

Philips ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Licht und Beleuchtung. Mehr als 100 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet machen Philips zu einem anerkannten Experten für Licht und seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper. InfraCare vereint diese langjährige Erfahrung in einem bedeutenden, benutzerfreundlichen Gerät der Spitzenklasse, das das Wohlbefinden vieler Menschen steigern wird.

Erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte (MDD)



Das Gerät bietet Vorteile für die Gesundheit und ist gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) als Medizinprodukt zertifiziert. Wake-up Light HF3451/01

Daten

Technische Daten

Leistung: 75 W Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz

Lampentyp: 1 weißglühende Glühlampe von

Philips

Lebensdauer der Lampen: 1000 Stunden

(einfaches Austauschen)

Isolierung: Klasse II (doppelt isoliert)

Kabellänge: 3 m

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm

 $(T \times B \times H) cm$

Produktgewicht: 1,5 kg

F-Box-Maße: $16.0 \times 21.0 \times 32.0 \text{ cm}$ (T x B x

H) cm

F-Box-Gewicht: 2,1 kg

Anzahl der F-Boxen in der A-Box: 3 Stck. A-Box-Maße: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (T x B x

H) cm

A-Box-Gewicht: 7,8 kg

Menge auf Euro-Palette: 126 Stck.

Logistische Daten

CTV-Code: 884345101000 Ursprungsland: China

Sicherheit

Keine UV Strahlen: keine UV-Strahlung

CENELEC-zertifiziert

Einfache Bedienung

Ein-/Ausschalter

Schlummerfunktion für Wecktöne: 9 Minute(n)

Weckvorgangs-Testfunktion (90 Sek.):

Schnelltest für Weckvorgang

(Lichtintensität/Lautstärke) in 90 Sek.

Kompakte Größe: Kleine Stellfläche auf dem

Nachttisch (13,5 x 20 cm)

Mini-Akku bei Stromausfall: 5 Minute(n)

Rutschfeste Gummifüße

Medizinisches Gerät

Vorteile für die Gesundheit: erfüllt die europäische Richtlinie für Medizinprodukte

(MDD)

Licht

Wake-up Light-Lampe mit natürlichem

Tageslichtspektrum: 75 W

Sonnenaufgangssimulation (0 -: 30 Minute(n) Licht für das augenschonende Lesen: 300 Lux

bei einer Entfernung von 40-50 cm

Variable Einstellung der Lichtintensität: 0-300 Lux bei einer Entfernung von 40-50 cm

Funktion Licht an/aus

Ton

Weckton: Sanfter Weckton und ein natürliches

Geräusch (Vogelkonzert)

Funktion Ton aus: Option zum sofortigen

Stummschalten

Premium Sound Box: 2 W

Anzeige

Leicht ablesbare LCD-Anzeige: 50 x 50 mm Display-Helligkeitsregler: 3 Einstellungen

(aus, mittel, hoch)

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2019-07-03 Version: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

www.philips.com

