

PHILIPS

Wake-up Light



HF3451/01



Begin uw dag op een aangename manier Het licht dat u op natuurlijke wijze wekt

Met de Wake-up Light wordt u gemakkelijk en op een natuurlijke manier wakker, waardoor u net zoveel energie hebt als op een zomerse ochtend. De Wake-up Light is gebaseerd op 100 jaar lichtervaring van Philips en biedt medisch bewezen voordelen.

Het licht wekt u op natuurlijke wijze

- Licht dat geleidelijk in sterkte toeneemt heeft een positief effect op de energiehormonen

Lichtintensiteit

- Tot 300 lux voor natuurlijk ontwakken

Philips - de lichtdeskundige

- 100 jaar aan lichtervaring

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Specificaties

Technische specificaties

Vermogen: 75 W

Voltage: 230 V

Frequentie: 50 Hz

Type lampen: 1 Philips-gloeilamp

Levensduur van lampen: 1000 uur (eenvoudig te vervangen)

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Snoerlengte: 3 m

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (D x B x H) cm

Gewicht van het product: 1,5 kg

Afmetingen F-doos: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (D x B x H) cm

Gewicht F-doos: 2,1 kg

Aantal F-dozen in A-doos: 3 stk

Afmetingen A-doos: 22,5 x 49,5 x 34,1 cm (D x B x H) cm

Gewicht A-doos: 7,8 kg

Aant. op Europallet: 126 stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 884345101000

Land van herkomst: China

Veiligheid

Zonder UV-stralen: geen UV-straling

Cenelec-gecertificeerd

Gebruiksvriendelijk

Snelle aan/uitknop

Sluimerknop voor geluid: 9 minuut/minuten

Snelle-controlefunctie (90 sec.): controleer het licht-/geluidsniveau van de volgende morgen

in 90 sec.

Compact formaat: neemt weinig ruimte in op het nachtkastje (13,5 x 20 cm)

Functie voor stroomuitval: 5 minuut/minuten
Rubberen anti-slipmat

Medische apparatuur

Bewezen gezondheidsvoordelen: ondersteund door een certificaat van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

Lamp

Wake-up Light-lamp met natuurlijk

daglichtspectrum: 75 W

Gesimuleerde zonsopgang (0 -:

30 minuut/minuten

Lamp om comfortabel bij te lezen: 300 lux bij 40 - 50 cm

Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 300 lux

bij 40 - 50 cm

Functie voor het in- en uitschakelen van het geluid

Geluid

Wekgeluid: vriendelijk piepje en 1 natuurlijk geluid (fluitende vogels)

Functie voor het uitschakelen van het geluid:

optie om het geluid meteen uit te zetten

Hoogwaardige klankkast: 2 W

Display

Eenvoudig afleesbaar LCD-scherm: 50 x 50 mm

Helderheid van het scherm instellen: 3

standen (uit, gemiddeld, hoog)

Kenmerken

Het licht wekt u op natuurlijke wijze



Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht schijnt op uw ogen en heeft een positieve invloed op uw energiehormonen en bereidt uw lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft ontwaken een aangenaam gevoel.

Lichtintensiteit van 300 lux



De gevoeligheid voor licht verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen geldt dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer een hogere lichtsterkte wordt gebruikt. De lichtsterkte van de Wake-up Light kan worden ingesteld op een waarde tot 300 Lux. Op deze manier kunt u ontwaken met de lichtsterkte die het best past bij uw persoonlijke voorkeur.

Philips - de lichtdeskundige

Philips is een vooraanstaand, mondiaal bedrijf op het gebied van verlichtingstechnologie. Met meer dan 100 jaar ervaring op dit gebied is Philips met recht een ware expert wat licht en het effect daarvan op het menselijk lichaam betreft. De Wake-up Light combineert al deze expertise in een belangrijk, technologisch geavanceerd en gebruiksvriendelijk product dat het welzijn van vele mensen verbetert.

Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

