

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

DiamondClean

Cinco modos

Dos cabezales de cepillado

Vaso cargador, estuche de viaje  
con modo Pulido



HX9352/04



## Dientes más blancos y saludables de por vida

El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo Philips Sonicare más elegante.  
Cámbiate a Sonicare.

### Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean\*
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas\*
- Elige entre cinco modos, que incluyen Pulido y Sensibilidad
- Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal

### Proporciona una limpieza superior

- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare
- Diseño en ángulo para alcanzar y limpiar las zonas difíciles

### Diseñado para ti

- Estuche de viaje con carga USB y vaso de carga
- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare

# Especificaciones

## Modos

**Limpieza:** Para una limpieza diaria excepcional

**Blanco:** Elimina las manchas superficiales

**Sensibilidad:** Limpieza suave de dientes y encías

**Cuidado de las encías:** Masajea suavemente las encías

**Polaco:** Abrillanta y pule tus dientes

## Piezas incluidas

**Mango:** 1 DiamondClean

**Cabezales:** 2 DiamondClean estándar

**Vaso de carga:** 1

**Estuche de viaje:** Cargador de viaje USB

## Diseño y acabado

**Color:** Negro

## Rendimiento de limpieza

**Velocidad:** Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

**Rendimiento:** Elimina hasta 7 veces más placa\*

**Beneficios para la salud:** Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

**Beneficios del blanqueamiento:** Blanquea los dientes hasta dos veces más\*

**Temporizador:** Quadpacer y SmartTimer

## Fácil de usar

**Sistema de cabezal de cepillado:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Tiempo de cepillado:** Hasta 3 semanas \*\*

**Indicador de batería:** El icono iluminado indica la vida útil de la batería

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Pantalla:** Pantalla iluminada

## Especificaciones técnicas

**Batería:** Recargable

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Tiempo de funcionamiento (duración de la batería):** Hasta 3 semanas \*\*

## Potencia

**Voltaje:** 100 - 240 V CA, 50-60 Hz

## Servicio

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

