

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

DiamondClean
Smart

4 programy czyszczenia

Intensywność: wysoka, średnia,
niska

Aplikacja mobilna: mapa jamy
ustnej

Czujnik siły nacisku: wibracje
oraz podświetlenie



HX9903/03

Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

4 programy czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja mobilna (mapa jamy ustnej, śledzenie postępów), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*
- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła* już w 2 tygodnie
- Usuwa do 100% więcej przebarwień** w ciągu zaledwie 3 dni

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Zoptymalizuj czyszczenie


- Główki szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie
- Zadbaj, aby wykorzystywać pełnię możliwości główek szczoteczki
- Do wyboru są 4 programy i 3 ustawienia intensywności
- Wysokiej jakości szklanka do ładowania i etui podróżne



asimpleswitch.com


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej




Nałóż na rączkę szczoteczki główkę Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega najdokładniejsze czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie główki dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami***. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Zadbaj o dziąsła



Wybierz główkę szczoteczki Premium Gum Care, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł. Mniejszy rozmiar oraz specjalne włosie, które dopasowuje się do linii dziąseł zapewniając delikatne i jednocześnie efektywne czyszczenie, tam gdzie rozpoczyna się zapalenie dziąseł. Badania kliniczne wykazały, że zmniejsza ryzyko zapalenia dziąseł o 100%* i pozwala uzyskać nawet 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*.


Bielsze zęby już w 3 dni!



Wypróbuj główkę szczoteczki Premium White, aby usunąć powierzchniowe przebarwienia i odświeżyć śnieżnobiały uśmiech. Badania


klinicznie wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie główki Premium White usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 3 dni**.

Dokładne mycie zębów




Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

Funkcja TouchUp




Jeśli zdarzy się, że pominiesz jakieś miejsce podczas szczotkowania zębów, funkcja TouchUp aplikacji poinformuje Cię o tym. Możesz wrócić do tego miejsca i mieć pewność, że za każdym razem dokładnie myjesz wszystkie obszary jamy ustnej.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów



Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi podczas mycia zębów.

Zbyt duży nacisk?



Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean Smart na pewno to zarejestruje. Jeśli zbyt mocno będziesz dociskać szczoteczkę, podświetlany pierścień na końcu uchwytu szczoteczki zacznie migać. Jest to subtelne przypomnienie, aby szczotkować delikatniej i pozwolić główce szczoteczki wykonać całą pracę. 7 na 10 osób uznało, że dzięki tej funkcji lepiej szczotkuje zęby.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Programy

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

White+: Usuwanie przebarwień

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Szczególna ochrona zębów trzonowych

3 poziomy intensywności: Wysoki, Średni, Niski

Elementy zestawu

Szczoteczka soniczna: 1 DiamondClean Smart

Wymienne główki szczoteczki: 1 Premium Plaque Control C3, 1 Premium Gum Care G3, 1 Premium White W3

Szklanka do ładowania: 1

Etui podróżne: Wysokiej jakości etui podróżne

Auto-wyбір programu i intensywności

Główka szczoteczki Premium Plaque Control C3: Łączy się z programem Clean

Główka szczoteczki Premium Gum Care G3:

Łączy się z programem Gum Health

Główka szczoteczki Premium Premium White W3: Łączy się z programem White+

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Urządzenia z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Modele iPhone 4S lub nowsze, z systemem iOS7 lub wyższym

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Korzyści dla zdrowia: Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła****

Usuwanie przebarwień: Nawet 100% mniej przebarwień*****

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Pierścień świeci na fioletowo, Szczoteczka wibruje, ostrzegając użytkownika

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik lokalizacji: Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte

Czujnik pominięta: Wskazuje pominięte obszary

Łatwość użytkowania

Dopasowanie do szczoteczki: Łatwy sposób wymiany główki szczoteczki

Automatyczny wybór programu: Dobór optymalnego programu pracy szczoteczki

Przypomnienie o konieczności wymiany główki: Gwarantuje najlepsze rezultaty, Dzięki ikonice na panelu szczoteczki sygnalizującej, kiedy główka jest już dostatecznie efektywna.

Wskaźnik baterii: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowaniu baterii

Szczoteczka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Panel: Podświetlany panel szczoteczki

Dane techniczne

Bateria: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy baterii: 14 dni*****

Moc

Napięcie: 110–220 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja



* W porównaniu ze zwykłą szczoteczką
** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą wybielającą wiodącej marki.
*** w porównaniu ze szczoteczką manualną
**** W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch tygodni.
***** Po 3 dniach używania w trybie White+ w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.
***** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym