

# PHILIPS

Lampe Energylight

goLITE BLU



HF3320/01



## Soyez plus énergique

De l'énergie toute la journée, naturellement

Philips goLITE BLU est une lampe Energylight compacte et portable qui émet une lumière bleue, comme un ciel d'été. Cette lumière vous aide naturellement à vous sentir plus énergique quand vous le souhaitez et à lutter contre le blues hivernal.

### **Vous apporte un regain d'énergie et combat le blues hivernal**

- Utilise une lumière bleue naturelle, comme un ciel ensoleillé
- Atténue les symptômes du blues hivernal
- Vous apporte un regain d'énergie

### **Confortable, pratique et facile à utiliser**

- Il suffit de 15-45 minutes d'utilisation par jour pour sentir les résultats
- Minuteur et intensité faciles à régler
- Lampes LED à très longue durée de vie
- Lumière bleue 100 % sans UV

### **Efficacité prouvée**

- Des études indépendantes montrent que les utilisateurs se sentent plus en forme
- Efficacité prouvée\* cliniquement pour améliorer l'humeur et l'énergie
- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Points forts

### Lumière bleue naturelle



La lampe de luminothérapie goLITE BLU reproduit la luminosité naturelle d'un pur ciel d'été parfaitement dégagé. Les récepteurs spécifiques présents dans vos yeux absorbent cette lumière bleue et vous restez ainsi énergique et vigilant à tout moment de la journée.

### Aide à lutter contre le blues hivernal



Dans les pays où les hivers sont longs, beaucoup de gens souffrent de baisses de forme et d'apathie du fait du manque de lumière. Ces symptômes sont appelés blues hivernal. Ils commencent habituellement en automne et peuvent durer plusieurs semaines. La lampe Philips goLITE BLU vous aide à soulager ces symptômes et à retrouver une humeur et un niveau de forme semblables à ceux de l'été, de manière simple et naturelle.

### Apporte un regain d'énergie



Notre mode de vie actif demande beaucoup d'énergie et nous souhaitons tous être au meilleur de notre forme aussi bien au travail qu'en privé. Au cours de la journée, il arrive d'avoir un petit coup de fatigue. En utilisant la lampe de luminothérapie goLITE BLU à tout

moment de la journée, vous augmentez naturellement votre niveau d'énergie et de vigilance.

### 15-45 minutes par jour



Placez le goLITE BLU dans votre champ de vision, inutile de le regarder directement. Il suffit d'utiliser la lampe de luminothérapie goLITE BLU pendant au moins 15 minutes pour améliorer naturellement votre humeur et votre niveau d'énergie, à tout moment. Une utilisation régulière pendant l'hiver vous permettra d'atténuer les symptômes du blues hivernal, sans aucun risque.

### Minuteur et variateurs simples d'utilisation



Réglez la durée de la séance en fonction de vos besoins (15, 30, 45, 60 minutes) et sélectionnez l'intensité lumineuse qui vous convient parmi les trois niveaux proposés grâce au variateur.

### LED à longue durée de vie



Les LED à longue durée de vie de la lampe de luminothérapie goLITE BLU peuvent être utilisées 30 minutes par jour pendant 50 ans, sans perte d'efficacité.

### Sans UV



La lumière bleue pure vous redonne de l'énergie naturellement, comme lors d'une journée ensoleillée mais sans les rayons ultraviolets du soleil.

### Soyez plus énergique



Des études indépendantes montrent que 70 % des utilisateurs se sentent plus en forme après 2 semaines d'utilisation. Bzz Agent UK 2011 ; n = 823



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## La lumière, source de bien-être

Luttez contre le blues hivernal  
Augmentez votre niveau d'énergie  
Augmentez votre niveau de vigilance

## Lumière agréable

Lumière bleue spécifique  
Variateur d'intensité lumineuse: Oui,  
3 niveaux  
Diffusion optique de pointe  
Large champ de traitement

## Facile à utiliser

Bouton marche/arrêt  
Minuteur de séance: 15, 30, 45, 60 min

## Portable

Design compact  
Fonctionnement sur secteur uniquement

## Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux:  
2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

## Sécurité et réglementation

Certifié CE 0344  
Conforme à la norme IEC 60601-1 Ed. 3  
Ne convient pas à un éclairage général  
Sans UV: Aucun rayonnement UV ou UV  
proche

## Spécificités techniques

Alimentation: 5,4 W  
Tension: 100-240 V  
Fréquence: 50/60 Hz  
Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: LED

Durée de vie des lampes: 10 000 heure(s)  
Longueur du cordon: 150 cm

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 14 x 14 x 2,5 cm  
Poids du produit: 0,3 kg  
Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::  
17 x 18 x 10,5 cm  
Poids de l'emballage: 0,5 kg  
Carton principal: 2

## Informations logistiques

Pays d'origine: Chine  
Code CTV: 884332001

